

Phonak Slim™ L-R

Οδηγίες Χρήσης

Phonak Slim L-R
Phonak Slim L-R Trial
Phonak Slim Charger



Οι παρούσες Οδηγίες Χρήσης ισχύουν για:

Ασύρματα ακουστικά βαρηκοΐας



Phonak Slim L90-R
Phonak Slim L70-R
Phonak Slim L50-R
Phonak Slim L30-R
Phonak Slim L-R Trial

Αξεσουάρ φόρτισης



Phonak Slim Charger

Έχετε υπόψιν ότι οι οδηγίες για τις λειτουργίες καταγραφής δραστηριότητας βρίσκονται στις Οδηγίες Χρήσης της εφαρμογής myPhonak.



Λεπτομέρειες για το ακουστικό βαρηκοΐας και τον φορτιστή σας

- ❶ Αν δεν είναι επιλεγμένο κανένα πλαίσιο και δεν γνωρίζετε το μοντέλο του ακουστικού βαρηκοΐας ή των αξεσουάρ φόρτισης που διαθέτετε, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.
- ❷ Τα ακουστικά βαρηκοΐας που περιγράφονται σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης περιέχουν μια ενσωματωμένη και μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.
- ❸ Διαβάστε, επίσης, τις πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με τον χειρισμό των επαναφορτιζόμενων ακουστικών βαρηκοΐας (κεφάλαιο 25).

Μοντέλα ακουστικών βαρηκοΐας

- Phonak Slim L-R (L90/L70/L50/L30)
- Phonak Slim L-R Trial

Εξαρτήματα για το αυτί

- Θηλή
- SlimTip

Αξεσουάρ φόρτισης

- Phonak Slim Charger
συμπ. καλωδίου USB (< 3 m)



Περιεχόμενα

Τα ακουστικά βαρηκοΐας και οι φορτιστές σας έχουν κατασκευαστεί από τη Phonak, τον παγκόσμιο ηγέτη στις ακουστικές λύσεις με έδρα στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Αυτά τα premium προϊόντα είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών έρευνας και εξειδίκευσης και είναι σχεδιασμένα με γνώμονα τη δική σας ευεξία. Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική επιλογή σας και σας ευχόμαστε πολλά χρόνια ακουστικής απόλαυσης.

Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αξιοποιείτε στο έπακρο τη συσκευή που διαθέτετε. Δεν απαιτείται εκπαίδευση για τον χειρισμό αυτής της συσκευής. Ο ακοοπροθετιστής θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε αυτήν τη συσκευή σύμφωνα με τις ατομικές σας προτιμήσεις στο πλαίσιο της καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τα οφέλη, τη ρύθμιση, τη χρήση, τη συντήρηση ή τις επισκευές των ακουστικών βαρηκοΐας σας και των αξεσουάρ, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας ή με τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο δεδομένων του προϊόντος σας.

Phonak - life is on
www.phonak.com

Το ακουστικό βαρηκοΐας και ο φορτιστής σας	
1. Συνοπτικός οδηγός	7
Χρήση του φορτιστή	
2. Εξαρτήματα του ακουστικού βαρηκοΐας και του φορτιστή	9
3. Προετοιμασία του φορτιστή	11
Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας	
4. Φόρτιση των ακουστικών βαρηκοΐας	12
5. Ενδείξεις αριστερού και δεξιού ακουστικού βαρηκοΐας	18
6. Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας	19
7. Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας	20
8. Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών	21
9. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	22
10. Tap control (L90/L70)	23
11. Επισκόπηση συνδεσιμότητας	24
12. Επισκόπηση της εφαρμογής myPhonak	25
13. Επισκόπηση Roger	26
14. Αρχική σύζευξη	27
15. Τηλεφωνικές κλήσεις	29
16. Λειτουργία πτήσης	34
17. Επανεκκίνηση του ακουστικού βαρηκοΐας σας	37

Περισσότερες πληροφορίες

- | | |
|--|----|
| 18. Συνθήκες λειτουργίας, μεταφοράς και αποθήκευσης | 38 |
| 19. Φροντίδα και συντήρηση | 40 |
| 20. Αντικατάσταση του προστατευτικού φίλτρου κυψελίδας | 43 |
| 21. Επισκευή και εγγύηση | 54 |
| 22. Πληροφορίες συμμόρφωσης | 56 |
| 23. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων | 63 |
| 24. Αντιμετώπιση προβλημάτων | 70 |
| 25. Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας | 76 |

1. Συνοπτικός οδηγός

Φόρτιση των ακουστικών βαρηκοΐας σας

- i** Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας για πρώτη φορά, συνιστάται να το φορτίσετε για 3 ώρες.


Αφού τοποθετήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας στον φορτιστή, η φωτεινή ένδειξη στο ακουστικό βαρηκοΐας θα υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, έως ότου το ακουστικό βαρηκοΐας φορτίσει πλήρως. Όταν φορτίσει πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει συνεχώς αναμμένη, δηλ. με σταθερό πράσινο φως.



Ενδείξεις αριστερού και δεξιού ακουστικού βαρηκοΐας

Σήμα «L» με χάραξη laser για το αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας.

Σήμα «R» με χάραξη laser για το δεξί ακουστικό βαρηκοΐας.



Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών

Το κουμπί διαθέτει αρκετές λειτουργίες. Λειτουργεί ως διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, ως ρυθμιστής έντασης ήχου ή/και αλλάζει το πρόγραμμα ανάλογα με τον προγραμματισμό του ακουστικού βαρηκοΐας. Αυτό επισημαίνεται στις εξατομικευμένες οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

Τηλεφωνικές κλήσεις: Εάν πραγματοποιηθεί σύζευξη με τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth®, με ένα σύντομο πάτημα θα γίνεται αποδοχή και με ένα παρατεταμένο πάτημα θα γίνεται απόρριψη της εισερχόμενης κλήσης.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Πατήστε σταθερά το κουμπί έως ότου η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήσει.

Ενεργοποίηση: η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα


Απενεργοποίηση: η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα

Θέση σε λειτουργία πτήσης: Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κάτω μέρος του κουμπιού για 7 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί σταθερά αναμμένη η πορτοκαλί λυχνία. Έπειτα αφήστε το κουμπί.

Tap Control (L90/L70)

Αν έχει προηγηθεί σύζευξη με συσκευή που διαθέτει Bluetooth®, η πρόσβαση στις πολλαπλές λειτουργίες μπορεί να γίνει με τη λειτουργία Tap control, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 10. Αυτό επισημαίνεται και στις εξατομικευμένες οδηγίες που σας έχουν δοθεί. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Tap Control, πατήστε δύο φορές στο επάνω μέρος του αυτιού σας.

Η λεκτική σήμανση και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sonoda AG πραγματοποιείται κατόπιν άδειας.



2. Εξαρτήματα του ακουστικού βαρηκοΐας και του φορτιστή

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα αξεσουάρ του μοντέλου ακουστικού βαρηκοΐας και του φορτιστή που περιγράφονται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης. Μπορείτε να ταυτοποιήσετε τα δικά σας μοντέλα:

- ελέγχοντας τις «Λεπτομέρειες για το ακουστικό βαρηκοΐας και τον φορτιστή σας» στη σελίδα 3.
- αντιπαραβάλλοντας τα εξαρτήματα για το αυτί, το ακουστικό βαρηκοΐας και τον φορτιστή σας με τα ακόλουθα μοντέλα.

Πιθανά εξαρτήματα για το αυτί




Θηλή





SlimTip

Phonak Slim L-R


Phonak Slim L-R Trial



Phonak Slim Charger



Εξωτερική πηγή τροφοδοσίας




Καλώδιο USB (< 3 m)



Τροφοδοτικό

3. Προετοιμασία του φορτιστή

Σύνδεση του τροφοδοτικού



- Συνδέστε το μεγαλύτερο άκρο του καλωδίου φόρτισης στο τροφοδοτικό.
- Συνδέστε το μικρότερο άκρο στη θύρα USB του φορτιστή.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα.

δ) Η ενδεικτική λυχνία στην αριστερή πλευρά της θύρας USB θα γίνει πράσινη, όταν ο φορτιστής συνδεθεί σε μια πρίζα.

Το Phonak Slim Charger μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα εξωτερικό τροφοδοτικό που πληροί τις προϋποθέσεις στον παρακάτω πίνακα:

Προδιαγραφή τροφοδοτικού

Τάση εισόδου τροφοδοτικού:	100-240 VAC, 50/60 Hz, ρεύμα 0,25 A
Τάση εξόδου τροφοδοτικού	5 VDC +/-10%, ρεύμα 1 A
Τάση εισόδου φορτιστή	5 VDC +/-10%, ρεύμα 500 mA
Προδιαγραφές καλωδίου USB	5 V ελάχ. 1 A, USB-A με USB-C, μέγιστο μήκος 3 m

4. Φόρτιση των ακουστικών βαρηκοΐας


- ❶ Χαμηλή ισχύς μπαταρίας: Όταν η μπαταρία του ακουστικού βαρηκοΐας είναι χαμηλή, θα ακούσετε δύο μπιπ. Θα έχετε περίπου 60 λεπτά πριν χρειαστεί να φορτίσετε τα ακουστικά βαρηκοΐας, στη συνέχεια το ακουστικό βαρηκοΐας θα κλείσει αυτόματα (αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις στο ακουστικό βαρηκοΐας).
- ❶ Το ακουστικό βαρηκοΐας περιέχει μια ενσωματωμένη και μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.
- ❶ Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας για πρώτη φορά, συνιστάται να το φορτίσετε για 3 ώρες.
- ❶ Το ακουστικό βαρηκοΐας πρέπει να είναι στεγνό πριν από τη φόρτιση, βλ. κεφάλαιο 18.
- ❶ Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό βαρηκοΐας είναι φορτισμένο και ότι το χρησιμοποιείτε εντός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας: +5° έως +40° Κελσίου (41° έως 104° Φαρενάιτ).

4.1 Χρήση του Phonak Slim Charger

Για οδηγίες ρύθμισης του φορτιστή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3.

1.

Εισαγάγετε τα ακουστικά βαρηκοΐας στις θέσεις φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι η αριστερή και η δεξιά ένδειξη των ακουστικών βαρηκοΐας αντιστοιχούν στις ενδείξεις αριστερό (L) και δεξί (R) δίπλα από τις θέσεις φόρτισης. Τα ακουστικά βαρηκοΐας θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μόλις εισαχθούν στον φορτιστή.



2.
 Η ενδεικτική λυχνία του ακουστικού βαρηκοΐας θα δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας μέχρι το ακουστικό βαρηκοΐας να είναι πλήρως φορτισμένο. Όταν φορτίσει πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη, δηλ. με σταθερό πράσινο φως.

Η διαδικασία φόρτισης θα σταματήσει αυτόματα όταν οι μπαταρίες φορτίσουν πλήρως, έτσι τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν να μείνουν με ασφάλεια εντός του φορτιστή. Μπορεί να χρειαστούν έως και 3 ώρες για τη φόρτιση των ακουστικών βαρηκοΐας. Το κάλυμμα του φορτιστή μπορεί να είναι κλειστό κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ενδεικτικές λυχνίες κατά τη φόρτιση

Φωτεινή ένδειξη	Κατάσταση φόρτισης	Εκτιμώμενοι χρόνοι φόρτισης
● ● ●	0 – 10%	
● ● ●	11 – 80%	30 λεπτά (25%) 60 λεπτά (50%) 90 λεπτά (75%)
● ● ●	81 – 99%	
■	100%	3 ώρες




3.
Αφαιρέστε τα ακουστικά βαρηκοΐας από τις θέσεις φόρτισης απομακρύνοντάς τα απλώς από τον φορτιστή.

- ❶ Μην κρατάτε τα σωληνάκια για την αφαίρεση των ακουστικών βαρηκοΐας από τον φορτιστή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα σωληνάκια.
- ❷ Απενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας προτού το εισαγάγετε στον αποσυνδεδεμένο φορτιστή για να το αποθηκεύσετε.

Το ακουστικό βαρηκοΐας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν το αφαιρείτε από τον φορτιστή. Η φωτεινή ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει. Η σταθερά αναμμένη πράσινη ένδειξη υποδεικνύει ότι το ακουστικό βαρηκοΐας είναι έτοιμο για χρήση. Αν αποσυνδέσετε τον φορτιστή από την πρίζα ενώ το ακουστικό βαρηκοΐας φορτίζει, φροντίστε να απενεργοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας για να μην γίνει αποφόρτιση.




Για απενεργοποίηση του φορτιστή, αφαιρέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.



5. Ενδείξεις αριστερού και δεξιού ακουστικού βαρηκοΐας


Υπάρχει μια ένδειξη αριστερό/δεξί (L/R) στο κάτω μέρος του ακουστικού βαρηκοΐας και μια κόκκινη ή μπλε ένδειξη επάνω στο ηχείο. Το χρώμα της ένδειξης υποδεικνύει αν το ακουστικό βαρηκοΐας προορίζεται για το αριστερό ή το δεξί αυτί.

L/Μπλε ένδειξη για το αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας. R/Κόκκινη ένδειξη για το δεξί ακουστικό βαρηκοΐας.




6. Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας


1. Τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοΐας πίσω από το αυτί σας.



2. Τοποθετήστε το εξάρτημα για το αυτί στον ακουστικό πόρο σας.




3. Αν το εξάρτημα για το αυτί είναι συνδεδεμένο με άγκιστρο, τοποθετήστε το μέσα στην κοιλότητα του αυτιού σας για να στερεώσετε με ασφάλεια το ακουστικό βαρηκοΐας σας.




7. Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας

Τραβήξτε το κυρτό τμήμα του σωλήνα και αφαιρέστε το ακουστικό βαρηκοΐας από το πίσω μέρος του αυτιού.



8. Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών

Το κουμπί έχει πολλές λειτουργίες, η κύρια λειτουργία του είναι ως διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Μαζί με τον ακοοπροθετιστή σας μπορείτε να αποφασίσετε εάν επιτρέπει επίσης ρυθμιστή έντασης ήχου και/ή αλλαγή προγράμματος.



Αυτό υποδεικνύεται στις «Οδηγίες ακουστικού βαρηκοΐας» για τη συσκευή σας. Για να προμηθευτείτε το έντυπο, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

Εάν το ακουστικό βαρηκοΐας έχει πραγματοποιήσει ζεύξη με ένα τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth®, ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού θα αποδεχτεί μια εισερχόμενη κλήση και ένα παρατεταμένο πάτημα θα απορρίψει μια εισερχόμενη κλήση – ανατρέξτε στο κεφάλαιο 14.

9. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση


Ενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας

Το ακουστικό βαρηκοΐας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν το αφαιρείτε από τον φορτιστή. Εάν αυτή η λειτουργία δεν είναι ρυθμισμένη, πατήστε σταθερά και κρατήστε πατημένο το κουμπί έως ότου αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία.

Περιμένετε μέχρι η σταθερά αναμμένη πράσινη λυχνία να υποδείξει ότι το ακουστικό βαρηκοΐας είναι έτοιμο.

Απενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έως ότου η ενδεικτική λυχνία αποκτήσει σταθερό κόκκινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι το ακουστικό βαρηκοΐας έχει απενεργοποιηθεί.




	Λυχνία που αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Ενεργοποίηση ακουστικού βαρηκοΐας
	Λυχνία αναμμένη σταθερά με κόκκινο χρώμα	Απενεργοποίηση ακουστικού βαρηκοΐας

i Κατά την ενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας σας μπορεί να ακούσετε μια μελωδία εκκίνησης.

10. Tap control (L90/L70)


Αν υπάρχει σύζευξη με συσκευή που διαθέτει Bluetooth®, η πρόσβαση σε πολλαπλές λειτουργίες μπορεί να γίνει με τη λειτουργία tap control, π.χ. αποδοχή/τερματισμός τηλεφωνικής κλήσης, παύση/συνέχιση streaming, έναρξη/παύση βοηθού φωνής. Αυτό υποδεικνύεται στις «Οδηγίες ακουστικού βαρηκοΐας» για τη συσκευή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το tap control, πατήστε δύο φορές στο επάνω μέρος του αυτιού σας.



11. Επισκόπηση συνδεσιμότητας

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι επιλογές συνδεσιμότητας που διατίθενται για το ακουστικό βαρηκοΐας σας.



* Η συσκευή σύνδεσης τηλεόρασης TV Connector μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε πηγή ήχου, όπως τηλεόραση, υπολογιστής ή στερεοφωνικό σύστημα.

**Απαιτείται εγκατάσταση δεκτών Roger στα ακουστικά βαρηκοΐας.

12. Επισκόπηση της εφαρμογής myPhonak

Πληροφορίες συμβατότητας

Βρείτε τις Οδηγίες Χρήσης στη διεύθυνση www.phonak.com/myphonakapp ή σαρώστε τον κωδικό:



Εγκαταστήστε την εφαρμογή myPhonak για χρήστες iPhone®, σαρώστε τον κωδικό



Εγκαταστήστε την εφαρμογή myPhonak για χρήστες Android™ OS, σαρώστε τον κωδικό



Το iPhone® είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθέν στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Το iOS® είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Cisco Systems, Inc. ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένες άλλες χώρες.

Το Android™ είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

13. Επισκόπηση Roger™

Απολαύστε την εμπειρία της ακουστικής απόδοσης του Roger™

Το Roger™ σχεδιάστηκε για να βελτιώνει την ακοή σε περιπτώσεις περιβαλλοντικού ήχου ή απόστασης από το ηχείο. Το μικρόφωνο λαμβάνει τη φωνή του ηχείου και τη μεταδίδει ασύρματα απευθείας στους δέκτες Roger* στα ακουστικά βαρηκοΐας σας. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις ακόμα και σε θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως εστιατόρια, επαγγελματικές συναντήσεις και σχολικές δραστηριότητες.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την τεχνολογία και τα μικρόφωνα Roger, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <https://www.phonak.com/roger-solutions> ή σαρώστε τον κωδικό QR:



* Το RogerDirect™ απαιτεί την εγκατάσταση δεκτών Roger μέσα στα ακουστικά βαρηκοΐας Phonak από έναν ακοοπροθετιστή.


14. Αρχική σύζευξη

14.1 Αρχική σύζευξη με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth®

① Η διαδικασία σύζευξης με κάθε συσκευή που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά. Μετά την αρχική σύζευξη, τα ακουστικά βαρηκοΐας σας θα συνδέονται αυτόματα στη συσκευή. Η αρχική σύζευξη μπορεί να διαρκέσει έως και 2 λεπτά.

1. Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας (π.χ. τηλέφωνο) και αναζητήστε συσκευές με δυνατότητα Bluetooth® στο μενού ρυθμίσεων συνδεσιμότητας.

2. Ενεργοποιήστε και τα δύο ακουστικά βαρηκοΐας. Έχετε τώρα 3 λεπτά για να πραγματοποιήσετε σύζευξη των ακουστικών βαρηκοΐας με τη συσκευή σας.



3.

Στη συσκευή σας εμφανίζεται μια λίστα των συσκευών με δυνατότητα Bluetooth®. Επιλέξτε το ακουστικό βαρηκοΐας από τη λίστα για να πραγματοποιήσετε ταυτόχρονη σύζευξη και των δύο ακουστικών βαρηκοΐας. Ένας ήχος μπιπ επιβεβαιώνει την επιτυχή σύζευξη.

- ❶ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες σύζευξης με συσκευές οι οποίες διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που ισχύουν για ορισμένους από τους πιο δημοφιλείς κατασκευαστές τηλεφώνων, μεταβείτε στη διεύθυνση:
<https://www.phonak.com/com/en/support.html>


14.2 Σύνδεση στη συσκευή

Μετά τη σύζευξη των ακουστικών βαρηκοΐας με τη συσκευή σας, η μεταξύ τους σύνδεση θα γίνεται στο εξής αυτόματα κατά την ενεργοποίησή τους.

- ❶ Η σύνδεση θα διατηρηθεί για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή παραμένει ενεργοποιημένη και εντός εμβέλειας.
- ❶ Τα ακουστικά βαρηκοΐας σας μπορούν να συνδεθούν έως και με δύο συσκευές και να συζευχθούν με έως και οκτώ συσκευές.

15. Τηλεφωνικές κλήσεις

Τα ακουστικά βαρηκοΐας σας συνδέονται άμεσα με τηλέφωνα με δυνατότητα Bluetooth®. Κατά τη σύζευξη και σύνδεση με το τηλέφωνό σας, θα ακούσετε ειδοποιήσεις, ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης και τη φωνή του καλούντος κατευθείαν στα ακουστικά βαρηκοΐας σας. Οι τηλεφωνικές κλήσεις είναι «hands free», αυτό σημαίνει ότι η φωνή σας λαμβάνεται από τα μικρόφωνα του ακουστικού βαρηκοΐας και μεταδίδεται πίσω στο τηλέφωνο.



15.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί κλήσης. Θα ακούσετε τον τόνο κλήσης μέσω των ακουστικών βαρηκοΐας σας. Τα μικρόφωνα του ακουστικού βαρηκοΐας σας λαμβάνουν τη φωνή σας και τη μεταδίδουν στο τηλέφωνο.

15.2 Αποδοχή κλήσης

Κατά τη λήψη μιας κλήσης, θα ακουστεί μια ειδοποίηση κλήσης στα ακουστικά βαρηκοΐας (π.χ. ήχος κλήσης ή φωνητική ειδοποίηση). Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση με ένα πάτημα στο επάνω μέρος του αυτιού σας δύο φορές (L90/L70), με ένα σύντομο πάτημα στο κουμπί πολλαπλών λειτουργιών του ακουστικού βαρηκοΐας (λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα) ή απευθείας από το τηλέφωνό σας.



15.3 Τερματισμός κλήσης

Μπορείτε να τερματίσετε μια κλήση με ένα πάτημα στο επάνω μέρος του αυτιού σας δύο φορές, ένα παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί πολλαπλών λειτουργιών του ακουστικού βαρηκοΐας (περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα) ή απευθείας από το τηλέφωνό σας. Για τα μοντέλα 90 και 70, η τηλεφωνική κλήση μπορεί επίσης να τερματιστεί με διπλό πάτημα στο επάνω μέρος του αυτιού σας.



15.4 Απόρριψη κλήσης

Η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών στο ακουστικό βαρηκοΐας (περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα) ή απευθείας από το τηλέφωνό σας.









16. Λειτουργία πτήσης

Τα ακουστικά βαρηκοΐας σας λειτουργούν σε εμβέλεια συχνότητας 2,4 GHz–2,48 GHz. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ορισμένοι αερομεταφορείς ζητούν τη θέση όλων των συσκευών σε λειτουργία πτήσης. Η θέση σε λειτουργία πτήσης δεν απενεργοποιεί την κανονική λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας, μόνο τις λειτουργίες συνδεσιμότητας Bluetooth®.

16.1 Θέση σε λειτουργία πτήσης

Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία και να εισέλθετε σε λειτουργία πτήσης σε κάθε ακουστικό βαρηκοΐας:


1.		Αν το ακουστικό βαρηκοΐας είναι απενεργοποιημένο, προχωρήστε στο Βήμα 2. Αν το ακουστικό βαρηκοΐας είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το κρατώντας πατημένο το κάτω μέρος του κουμπιού για 3 δευτερόλεπτα, έως ότου η φωτεινή ένδειξη ανάψει σταθερά με κόκκινο χρώμα για 3 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι το ακουστικό βαρηκοΐας απενεργοποιείται.	
2.		Πατήστε παρατεταμένα το κάτω μέρος του κουμπιού. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει όταν ενεργοποιείται το ακουστικό βαρηκοΐας.	
3.		Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί για 7 δευτερόλεπτα, έως ότου η ενδεικτική λυχνία ανάψει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα και έπειτα αφήστε το κουμπί. Η σταθερά αναμμένη πορτοκαλί λυχνία υποδεικνύει ότι το ακουστικό βαρηκοΐας είναι σε λειτουργία πτήσης.	

Στη λειτουργία πτήσης, το ακουστικό βαρηκοΐας δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα στο τηλέφωνό σας.

16.2 Έξοδος από τη λειτουργία πτήσης

Για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία και να εξέλθετε από τη λειτουργία πτήσης σε κάθε ακουστικό βαρηκοΐας:

Απενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας και ενεργοποιήστε το ξανά - ανατρέξτε στο κεφάλαιο 9.



17. Επανεκκίνηση του ακουστικού βαρηκοΐας σας

Χρησιμοποιήστε αυτήν την τεχνική αν το ακουστικό βαρηκοΐας σας είναι σε κατάσταση σφάλματος. Αυτό δεν θα αφαιρέσει ή διαγράψει κάποιο πρόγραμμα ή ρυθμίσεις.

1. Πατήστε το κουμπί για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν το ακουστικό βαρηκοΐας είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο πριν πατήσετε το κουμπί. Δεν θα υπάρξει φωτεινή ή ηχητική ειδοποίηση όταν περάσουν τα 15 δευτερόλεπτα.
2. Τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοΐας στον φορτιστή που είναι συνδεδεμένος με πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήσει με πράσινο χρώμα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 30 λεπτά. Το ακουστικό βαρηκοΐας είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

18. Συνθήκες λειτουργίας, μεταφοράς και αποθήκευσης

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα ή περιορισμούς, όταν χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε, φορτίζετε, μεταφέρετε και αποθηκεύετε τα ακουστικά βαρηκοΐας και τον φορτιστή σύμφωνα με τις ακόλουθες συνθήκες:

Phonak Slim L-R και Phonak Slim Charger

	Χρήση	Φόρτιση σε εξέλιξη	Μεταφορά	Αποθήκευση
Θερμοκρασία				
Μέγιστο εύρος	+5° έως +40 °C (41° έως 104 °F)	+5° έως +40 °C (41° έως 104 °F)	-20° έως +60 °C (-4° έως 140 °F)	-20° έως +60 °C (-4° έως 140 °F)
Συνιστώμενο εύρος	+5° έως +40 °C (41° έως 104 °F)	+7° έως +32 °C (45° έως 90 °F)	0° έως +20 °C (32° έως 68 °F)	0° έως +20°C (32° έως 68°F)
Υγρασία				
Μέγιστο εύρος	0% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 70%	0% έως 70%
Συνιστώμενο εύρος	0% έως 60% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 60% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 60%	0% έως 60%
Ατμοσφαιρική πίεση	500 hPa έως 1060 hPa	500 hPa έως 1060 hPa	500 hPa έως 1060 hPa	500 hPa έως 1060 hPa

Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε τα ακουστικά βαρηκοΐας τακτικά κατά τη μακροχρόνια αποθήκευση.

Αυτά τα ακουστικά βαρηκοΐας κατηγοριοποιούνται ως IP68. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανθεκτικά στο νερό και τη σκόνη, ενώ είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν τις καθημερινές συνθήκες. Μπορούν να φορεθούν στη βροχή αλλά δεν θα πρέπει να βυθίζονται στο νερό ή να χρησιμοποιούνται στο μπάνιο, στην κολύμβηση ή σε άλλες δραστηριότητες νερού. Αυτά τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν θα πρέπει να εκτίθενται ποτέ σε χλωριωμένο νερό, σαπούνι, αλμυρό νερό ή σε άλλα υγρά με χημικό περιεχόμενο.

Εάν η συσκευή έχει υποβληθεί σε συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς που παρεκκλίνουν από τις συνιστώμενες συνθήκες χρήσης, περιμένετε 15 λεπτά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

19. Φροντίδα και συντήρηση

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής:

Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής των ακουστικών βαρηκοΐας και του συμβατού φορτιστή είναι τα πέντε έτη. Οι συσκευές αναμένεται να παραμείνουν ασφαλείς προς χρήση για αυτήν τη διάρκεια.

Εμπορική περίοδος τεχνικής υποστήριξης:

Η τακτική και προσεκτική φροντίδα των ακουστικών βαρηκοΐας και του φορτιστή σας θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί η υψηλή απόδοση των συσκευών σας για την αναμενόμενη διάρκεια ζωής τους.

Η Sonona AG θα παράσχει ελάχιστη περίοδο τεχνικής υποστήριξης επισκευών πέντε ετών από την κατάργηση του αντίστοιχου ακουστικού βαρηκοΐας, φορτιστή και βασικών στοιχείων από το σύστημα προϊόντων.

Γενικές πληροφορίες

Πριν από τη χρήση σπρέι για τα μαλλιά ή καλλυντικών προϊόντων, θα πρέπει να αφαιρείτε το ακουστικό βαρηκοΐας από το αυτί σας, καθώς τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο ακουστικό.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι ανθεκτικά στο νερό, τον ιδρώτα και τη σκόνη, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Μετά την έκθεση σε νερό ή σε σκόνη, το ακουστικό βαρηκοΐας θα πρέπει να καθαρίζεται και να στεγνώνεται.
- Το ακουστικό βαρηκοΐας πρέπει να χρησιμοποιείται και να συντηρείται όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Βεβαιώνετε πάντα ότι τα ακουστικά βαρηκοΐας και ο φορτιστής είναι στεγνά και καθαρά πριν από τη φόρτιση.

Καθημερινά

Ακουστικό βαρηκοΐας: Ελέγξτε το εξάρτημα για το αυτί για υπολείμματα κυψελίδας και υγρασίας και καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα πανί χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά οικιακής χρήσης, σαπούνι, κ.λπ., για τον καθαρισμό του ακουστικού βαρηκοΐας σας. Δεν συνιστάται το ξέπλυμα με νερό. Αν απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός του ακουστικού βαρηκοΐας σας, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα ή τις κάψουλες αφύγρανσης.

Φορτιστής: Βεβαιωθείτε ότι οι θέσεις του φορτιστή είναι καθαρές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά οικιακής χρήσης, σαπούνι, κ.λπ. για τον καθαρισμό του φορτιστή σας.

Εβδομαδιαία

Ακουστικό βαρηκοΐας: Καθαρίστε το εξάρτημα για το αυτί με ένα απαλό, νωπό πανί ή με ένα ειδικό πανί καθαρισμού για ακουστικά βαρηκοΐας. Για πιο αναλυτικές οδηγίες συντήρησης ή για οδηγίες σχολαστικού καθαρισμού, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας. Καθαρίζετε τις επαφές φόρτισης του ακουστικού βαρηκοΐας με ένα μαλακό, υγρό πανί.

Φορτιστής: Αφαιρέστε σκόνη ή βρομιά από τις θέσεις φόρτισης.



Πριν από τον καθαρισμό, διασφαλίζετε πάντα ότι ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.



20. Αντικατάσταση του προστατευτικού φίλτρου κυψελίδας

Το ακουστικό βαρηκοΐας σας διαθέτει ένα προστατευτικό φίλτρο κυψελίδας για την προστασία του ηχείου από ζημιά λόγω κυψελίδας.


Ελέγχετε το προστατευτικό φίλτρο τακτικά και αντικαθιστάτε το αν φαίνεται βρώμικο ή αν η ένταση ήχου του ακουστικού βαρηκοΐας ή η ποιότητα του ήχου είναι χαμηλή. Το προστατευτικό φίλτρο θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες σε ένα συμβατικό ηχείο και κάθε μία με δύο εβδομάδες στο ηχείο ActiveVent™.

20.1 Συμβατικό ηχείο με θηλή

20.1.1 Αφαίρεση του εξαρτήματος για το αυτί από το ηχείο


1.

Αφαιρέστε το εξάρτημα για το αυτί από το ηχείο κρατώντας το ηχείο στο ένα χέρι και το εξάρτημα στο άλλο.




2.

Τραβήξτε προσεκτικά το εξάρτημα για το αυτί για να το αφαιρέσετε.



3.


Καθαρίστε το ηχείο με ένα πανί χωρίς χνούδι.



20.1.2 Αντικατάσταση του προστατευτικού φίλτρου με δίσκο CeruShield™


1.

Περιστρέψτε προσεκτικά τον δίσκο CeruShield στην κατεύθυνση που υποδεικνύουν τα βέλη μέχρι να εμφανιστεί ένα ελεύθερο άνοιγμα κάτω από το εικονίδιο με τον κάδο.




2.

Για να αφαιρέσετε ένα χρησιμοποιημένο προστατευτικό φίλτρο κυψελίδας, εισαγάγετε προσεκτικά το ηχείο μέσα στο ελεύθερο άνοιγμα (κάτω από το εικονίδιο με τον κάδο) μέχρι να ακουστεί κλικ. Μετά το κλικ θα δείτε το προστατευτικό φίλτρο κυψελίδας που χρησιμοποιήθηκε στο άνοιγμα κάτω από το εικονίδιο με τον κάδο.



3.


Για να τοποθετήσετε ένα νέο προστατευτικό φίλτρο εισαγάγετε προσεκτικά το ηχείο μέσα στο άνοιγμα εκεί όπου είναι ορατό το νέο προστατευτικό φίλτρο (απέναντι από το εικονίδιο με τον κάδο) μέχρι να ακουστεί κλικ. Μετά το κλικ θα δείτε ότι το παρακάτω άνοιγμα είναι κενό και το νέο προστατευτικό φίλτρο κυψελίδας εδράζεται τώρα στο ηχείο.



20.1.3 Προσάρτηση του εξαρτήματος για το αυτί στο ηχείο


1.

Κρατήστε το ηχείο στο ένα χέρι και το εξάρτημα για το αυτί στο άλλο.




2.

Σύρετε το εξάρτημα για το αυτί πάνω από την έξοδο ήχου του ηχείου.



3.

Το ηχείο και το εξάρτημα για το αυτί θα πρέπει να εφαρμόζουν τέλεια μεταξύ τους.



20.2 Ηχείο ActiveVent™ με SlimTip™

20.2.1 Επεξήγηση εξαρτημάτων

1.

δοχείο φίλτρου κυψελίδας

α) περιστρεφόμενος δίσκος

β) νέο φίλτρο

γ) υποδοχή απόρριψης για
χρησιμοποιημένα φίλτρα




2.

εργαλείο αλλαγής

α) άκρο της βίδας
για την αφαίρεση του
χρησιμοποιημένου φίλτρου


β) διχαλωτό άκρο για
την εισαγωγή νέου φίλτρου



20.2.2 Αφαίρεση του χρησιμοποιημένου φίλτρου κυψελίδας (φίλτρο HF3)


1.

Κρατήστε καλά το εξάρτημα
για το αυτί και ασφαλίστε
το πίσω τμήμα του ηχείου
με το δάχτυλό σας.




2.

Εισαγάγετε το άκρο της βίδας
από το εργαλείο αλλαγής HF-3
στο ηχείο του ακουστικού
βαρηκοϊας.




3.

Περιστρέψτε το εργαλείο αλλαγής δεξιόστροφα έως ότου αισθανθείτε μερική αντίσταση. Τραβήξτε το εργαλείο αλλαγής από το ηχείο έχοντας το χρησιμοποιημένο φίλτρο κυψελίδας προσαρτημένο στο άκρο.




4.

Εισαγάγετε το χρησιμοποιημένο φίλτρο κυψελίδας στην υποδοχή απόρριψης στο κέντρο του δοχείου φίλτρου κυψελίδας.



5.


Ολισθήστε το εργαλείο αλλαγής σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές της υποδοχής απόρριψης. Ανασηκώστε το εργαλείο αλλαγής, αφήνοντας το χρησιμοποιημένο φίλτρο κυψελίδας στην υποδοχή απόρριψης.



20.2.3 Εισαγωγή νέου φίλτρου κυψελίδας


1.

Μετά την αφαίρεση του χρησιμοποιημένου φίλτρου κυψελίδας από το ηχείο και το ακουστικό βαρηκοΐας, καθαρίστε με βούρτσα για τυχόν υπολείμματα. Περιστρέψτε τον αυλακωτό δίσκο από το δοχείο φίλτρου κυψελίδας έως ότου να είναι ορατό το νέο φίλτρο κυψελίδας στο παράθυρο του δίσκου.




2.

Τώρα χρησιμοποιήστε το αντίθετο άκρο του εργαλείου αλλαγής (δηλ. το διχαλωτό άκρο) για να πάρετε το νέο φίλτρο κυψελίδας.




3.

Εισαγάγετε το διχαλωτό άκρο του εργαλείου αλλαγής προς τα κάτω και τραβήξτε προς τα πάνω.




4.

Εισαγάγετε το νέο φίλτρο κυψελίδας μέσα στο ηχείο του ακουστικού βαρηκοΐας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει το πίσω μέρος του ηχείου με το δάχτυλό σας.



5.

Όταν το νέο φίλτρο έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια στο ηχείο, ανασηκώστε το εργαλείο αλλαγής και απομακρύνετέ το σε γωνία με ελαφριά κλίση. Τοποθετήστε ξανά το εργαλείο αλλαγής στο δοχείο φίλτρου κυψελίδας.



21. Επίσκεψη και εγγύηση

Τοπική εγγύηση

Για τους όρους της τοπικής εγγύησης, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή από τον οποίο προμηθευτήκατε τα ακουστικά βαρηκοΐας και τους φορτιστές σας.

Διεθνής εγγύηση

Η Sonova AG παρέχει περιορισμένη διεθνή εγγύηση ενός έτους, με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττωματικά υλικά στα ακουστικά βαρηκοΐας και τους φορτιστές, αλλά όχι σε αξεσουάρ, όπως μπαταρίες, ακουστικούς σωλήνες, εξαρτήματα για το αυτί και εξωτερικούς δέκτες. Η εγγύηση ισχύει μόνο κατόπιν προσκόμισης της απόδειξης αγοράς.

Η διεθνής εγγύηση δεν επηρεάζει τυχόν νομικά δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών αγαθών.

Περιορισμοί εγγύησης

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες λόγω ακατάλληλου χειρισμού ή φροντίδας, έκθεσης σε χημικές ουσίες ή υπερβολικής καταπόνησης. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση βλάβης που έχει προκληθεί από τρίτους ή μη εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Η εγγύηση αυτή δεν περιλαμβάνει τυχόν επισκευές που εκτελούνται από τον ακοοπροθετιστή στο χώρο εργασίας του.

Σειριακοί αριθμοί

Αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας: _____

Δεξι ακουστικό βαρηκοΐας: _____

Φορτιστής: _____

Ημερομηνία αγοράς: _____

Εξουσιοδοτημένος ακοοπροθετιστής
(σφραγίδα/υπογραφή):

22. Πληροφορίες συμμόρφωσης

Ευρώπη:

Δήλωση συμμόρφωσης για το ακουστικό βαρηκοΐας
Διά της παρούσης, η Sonona AG δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (EE) 2017/745, καθώς και με την Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθεται από τον κατασκευαστή ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Phonak, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται σε λίστα στην ιστοσελίδα www.phonak.com/com/en/certificates (Αντιπροσωπείες της Phonak ανά τον κόσμο).

Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία:



Υποδεικνύει τη συμμόρφωση μιας συσκευής με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις των φορέων Radio Spectrum Management (RSM - Διαχείριση ραδιοφάσματος) της Νέας Ζηλανδίας και Australian Communications and Media Authority (ACMA - Αυστραλιανή αρχή επικοινωνιών και μέσων) της Αυστραλίας σχετικά με τη νόμιμη πώληση στις εν λόγω χώρες. Η ετικέτα συμμόρφωσης R-NZ προορίζεται για προϊόντα ραδιοεπικοινωνίας που κυκλοφορούν στην αγορά της Νέας Ζηλανδίας υπό το επίπεδο συμμόρφωσης A1.

Τα ασύρματα μοντέλα που αναφέρονται στη σελίδα 2 είναι πιστοποιημένα βάσει των παρακάτω:

Phonak Slim L-R (L90/L70/L50/L30)

Phonak Slim L-R Trial

ΗΠΑ

FCC ID: KWC-SLR

Καναδάς

IC: 2262A-SLR

Σημείωση 1:

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο RSS-210 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία της υπόκειται στις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

- 1) η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
- 2) η συσκευή αυτή πρέπει να μπορεί να δεχθεί τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρεμβολών που προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση 2:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στην παρούσα συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Sonova AG μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση της άδειας χειρισμού της συσκευής αυτής βάσει των κανονισμών FCC.

Σημείωση 3:

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο ICES-003 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά.

Τα όρια αυτά προορίζονται για την παροχή εύλογης προστασίας από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση της δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή αυτή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές λήψεις, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη (ηχείο).
- Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης (ηχείο).
- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για υποστήριξη.

Φορτιστής

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ του φορτιστή και του ανθρώπινου σώματος.

Πληροφορίες ραδιοεπικοινωνίας για το ασύρματο ακουστικό βαρηκοΐας σας

Τύπος κεραίας	Κεραία γραμμικού διπόλου
Συχνότητα λειτουργίας	2,4 GHz – 2,48 GHz
Διαμόρφωση	GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK
Ακτινοβολούμενη ισχύς	< 2.5 mW
Bluetooth®	
Εύρος	~1 m
Bluetooth	4.2 Διπλή λειτουργία
Υποστηριζόμενα προφίλ	HFP (προφίλ hands-free), A2DP

Δοκιμή εκπομπών	Συμμόρφωση	Ηλεκτρομαγνητική καθοδήγηση περιβάλλοντος
Εκπομπές ραδιοσυχνότητων CISPR 11	Ομάδα 2 Κατηγορία Β	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνότητων μόνο για την εσωτερική λειτουργία του. Επομένως, οι εκπομπές ραδιοσυχνότητων του είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές σε κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Αρμονικές εκπομπές	Συμμορφώνεται	
Διακυμάνσεις τάσης/ εκπομπές τρεμοπαίγματος	Συμμορφώνεται	

Συμμόρφωση με πρότυπα εκπομπών και ατρωσίας

Πρότυπα εκπομπών	EN 60601-1-2
	IEC 60601-1-2
	EN 55011
	CISPR11
	CISPR32
	CISPR25
	EN 55025

Πρότυπα ατρωσίας

EN 60601-1-2
IEC 60601-1-2
EN 61000-4-2
IEC 61000-4-2
EN IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-3
EN 61000-4-4
IEC 61000-4-4
EN 61000-4-5
IEC 61000-4-5
EN 61000-4-6
IEC 61000-4-6
EN 61000-4-8
IEC 61000-4-8
EN 61000-4-11
IEC 61000-4-11
IEC 60601-1
ISO 7637-2



23. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων



Με το σύμβολο CE, η Sonova AG επιβεβαιώνει ότι το προϊόν αυτό –συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ– πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ περί ραδιοεξοπλισμού. Οι αριθμοί μετά το σύμβολο CE αντιστοιχούν στον κωδικό των πιστοποιημένων φορέων που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο του κανονισμού και της οδηγίας ανωτέρω.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης πληρούν τις απαιτήσεις για εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου Β του προτύπου EN 60601-1. Η επιφάνεια του ακουστικού βαρηκοΐας χαρακτηρίζεται ως εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β.



Υποδεικνύει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.



Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο αντιπρόσωπος για την ΕΚ είναι, επίσης, ο εισαγωγέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να λάβει υπόψη του τις σχετικές πληροφορίες στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές προειδοποιήσεις στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές προειδοποιήσεις για τις μπαταρίες που υπάρχουν σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης.



Σημαντικές πληροφορίες για τον χειρισμό και την ασφάλεια του προϊόντος.



Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή από τη συσκευή βρίσκεται εντός των ορίων που έχουν εγκριθεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ.



Υποδεικνύει τη συμμόρφωση μιας συσκευής με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις των φορέων Radio Spectrum Management (RSM - Διαχείριση ραδιοφάσματος) της Νέας Ζηλανδίας και Australian Communications and Media Authority (ACMA - Αυστραλιανή αρχή επικοινωνιών και μέσων) της Αυστραλίας σχετικά με τη νόμιμη πώληση στις εν λόγω χώρες.



Bluetooth: Η λεκτική σήμανση και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sonova AG πραγματοποιείται κατόπιν άδειας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Ιαπωνικό σήμα για πιστοποιημένο ραδιοεξοπλισμό.



Υποδεικνύει την ημερομηνία κατασκευής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

SN

Υποδεικνύει τον σειριακό αριθμό του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

REF

Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

MD

Υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να λάβει υπόψη του τις σχετικές πληροφορίες στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης.



Θερμοκρασία κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση: -20° έως $+60^{\circ}$ Κελσίου (-4° έως $+140^{\circ}$ Φαρενάιτ).



Υγρασία κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση: 0% έως 70%, εάν η συσκευή δεν βρίσκεται σε χρήση. Για οδηγίες σχετικά με την αφύγρανση του ακουστικού βαρηκοΐας μετά τη χρήση, βλ. οδηγίες στο κεφάλαιο 24.2.



Ατμοσφαιρική πίεση κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση: 500 hPa έως 1060 hPa



Κατά τη διάρκεια μεταφοράς, διατηρείτε το προϊόν στεγνό.



Το σύμβολο με το διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το παρόν ακουστικό βαρηκοΐας, όπως και ο φορτιστής δεν πρέπει να απορρίπτονται όπως τα κοινά οικιακά απόβλητα. Τα παλιά ή τα μη χρησιμοποιημένα ακουστικά βαρηκοΐας και φορτιστές πρέπει να απορρίπτονται σε χώρους διάθεσης ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να παραδίδονται στον ακοοπροθετιστή για απόρριψη. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

IP68

Δείκτης IP = δείκτης προστασίας από εισχώρηση.
Ο δείκτης IP68 υποδεικνύει ότι το ακουστικό βαρηκοΐας είναι ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη. Πέρασε με επιτυχία δοκιμή συνεχούς βύθισης σε 1 μέτρο νερού για 60 λεπτά και 8 ώρες σε θάλαμο σκόνης σύμφωνα με το πρότυπο IEC60529.

Σύμβολα που ισχύουν μόνο για το ευρωπαϊκό τροφοδοτικό



Τροφοδοτικό με διπλή απομόνωση.



Συσκευή σχεδιασμένη για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.



Μετασχηματιστής απομόνωσης ασφαλείας, προστασία βραχυκυκλώματος.

24. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν λειτουργεί

Αιτίες

Βουλωμένο ηχείο/θηλή
Απενεργοποιημένο ακουστικό βαρηκοΐας
Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως
Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο αυτί
Υπολείμματα κυψελίδας στον ακουστικό πόρο

Ακούγονται συριγμοί από το ακουστικό βαρηκοΐας

Υπερβολικά υψηλή ένταση ήχου του ακουστικού βαρηκοΐας

Υπερβολικά υψηλή ένταση ήχου

Η ένταση ήχου του ακουστικού βαρηκοΐας δεν είναι αρκετά δυνατή ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος

Υπερβολικά χαμηλή ένταση ήχου

Χαμηλή ισχύς μπαταρίας

Βουλωμένο ηχείο/θηλή

Αλλαγή στην ποιότητα της ακοής

Το ακουστικό βαρηκοΐας εκπέμπει δύο χαρακτηριστικούς ήχους

Ένδειξη για χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν ενεργοποιείται

Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως
Το κουμπί απενεργοποιήθηκε κατά λάθος, επειδή πατήθηκε για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα

Η ενδεικτική λυχνία του ακουστικού βαρηκοΐας δεν ανάβει όταν το ακουστικό βαρηκοΐας τοποθετείται στις θέσεις φόρτισης

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στον φορτιστή
Ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε πηγή τροφοδοσίας
Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως

Τι να κάνετε

Καθαρίστε το άνοιγμα του ηχείου/τη θηλή
Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (κεφάλαιο 8)
Φορτίστε το ακουστικό βαρηκοΐας (κεφάλαιο 4)
Τοποθετήστε σωστά το ακουστικό βαρηκοΐας (κεφάλαιο 4)
Επικοινωνήστε με τον ωτορινολαρυγγολόγο/γενικό ιατρό ή τον ακοοπροθετιστή σας
Μειώστε την ένταση του ήχου, αν η συσκευή διαθέτει ρυθμιστή έντασης ήχου (κεφάλαιο 8)
Αυξήστε την ένταση του ήχου, αν η συσκευή διαθέτει ρυθμιστή έντασης ήχου (κεφάλαιο 8)
Φορτίστε το ακουστικό βαρηκοΐας (κεφάλαιο 4)
Καθαρίστε το άνοιγμα του ηχείου/τη θηλή
Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας
Φορτίστε το ακουστικό βαρηκοΐας (κεφάλαιο 4)
Φορτίστε το ακουστικό βαρηκοΐας (κεφάλαιο 4)
Εκτελέστε το βήμα 2 για τη διαδικασία επανεκκίνησης (κεφάλαιο 17)
Τοποθετήστε σωστά το ακουστικό βαρηκοΐας στον φορτιστή (κεφάλαιο 4)
Συνδέστε τον φορτιστή σε πηγή τροφοδοσίας (κεφάλαιο 3)
Περιμένετε τρεις ώρες αφού τοποθετήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας στον φορτιστή, ανεξάρτητα από την αντίδραση της λυχνίας LED

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση <https://www.phonak.com/com/en/support.html>.

Πρόβλημα

Η ενδεικτική λυχνία του ακουστικού βαρηκοΐας είναι σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα για όσο το ακουστικό βαρηκοΐας είναι στον φορτιστή

Η ενδεικτική λυχνία του ακουστικού βαρηκοΐας σβήνει όταν το ακουστικό βαρηκοΐας αφαιρείται από τον φορτιστή

Η ενδεικτική λυχνία του ακουστικού βαρηκοΐας παραμένει σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα μετά την αφαίρεση από τον φορτιστή

Το ακουστικό βαρηκοΐας με τον δέκτη ActiveVent™ δεν λειτουργεί σωστά

Η μπαταρία δεν διαρκεί ολόκληρη την ημέρα

Η λειτουργία τηλεφωνικής κλήσης δεν είναι εφικτή

Αιτίες

Βρώμικες επαφές φόρτισης
Το ακουστικό βαρηκοΐας είναι εκτός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας
Ελαττωματική μπαταρία

Το χαρακτηριστικό «Auto On» είναι απενεργοποιημένο

Η ενδεικτική λυχνία του ακουστικού βαρηκοΐας ήταν αναμμένη με κόκκινο χρώμα όταν το ακουστικό βαρηκοΐας τοποθετήθηκε στον φορτιστή

Ο εξαερισμός βρίσκεται σε ακατάλληλη θέση (π.χ. κλειστός)
Κυψελίδα

Άλλο

Μειωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Το ακουστικό βαρηκοΐας βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης
Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν είναι συζευγμένο με το τηλέφωνο

Τι να κάνετε

Καθαρίστε τις επαφές του ακουστικού βαρηκοΐας και του φορτιστή
Θερμάνετε το ακουστικό βαρηκοΐας. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι +5° έως +40° Κελσίου (+41° έως +104° Φαρενάιτ)
Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας

Ενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας (κεφάλαιο 9)

Επανεκκίνηση του ακουστικού βαρηκοΐας (κεφάλαιο 17)

Απενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας και ενεργοποιήστε το ξανά (κεφάλαιο 9)

Καθαρίστε το άνοιγμα του ηχείου ή/και αλλάξτε το φίλτρο κυψελίδας (κεφάλαιο 20.2)

Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας

Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας. Μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση της μπαταρίας

Απενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας και ενεργοποιήστε το ξανά (κεφάλαιο 9)


Πραγματοποιήστε σύζευξη του ακουστικού βαρηκοΐας στο τηλέφωνο (κεφάλαιο 14)

Η φόρτιση δεν ξεκινά
όσο ο φορτιστής είναι
συνδεδεμένος
στο τροφοδοτικό

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά στον φορτιστή
Ο φορτιστής δεν είναι σωστά συνδεδεμένος
στο τροφοδοτικό

Τοποθετήστε σωστά το ακουστικό βαρηκοΐας στον φορτιστή (κεφάλαιο 4.1)

Προετοιμασία του φορτιστή (κεφάλαιο 3)

 Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με
τον ακοοπροθετιστή σας για βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση
<https://www.phonak.com/com/en/support.html>.

25. Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας, διαβάστε όλες τις σχετικές πληροφορίες ασφάλειας και τις πληροφορίες περιορισμών χρήσης στις ακόλουθες σελίδες.

Ενδεδειγμένη χρήση:

Το ακουστικό βαρηκοΐας προορίζεται για ενίσχυση και μετάδοση ήχου στο αυτί, σε περιπτώσεις όπου η ακοή είναι περιορισμένη.

Το χαρακτηριστικό Tinnitus προορίζεται για χρήση από άτομα που αντιμετωπίζουν εμβοές και επιθυμούν ενίσχυση ήχου. Προσφέρει συμπληρωματική διέγερση ήχου αποσπώντας την προσοχή του χρήστη από τις εμβοές του.

Οι φορτιστές προορίζονται για τη φόρτιση της μπαταρίας του επαναφορτιζόμενου ακουστικού βαρηκοΐας.

Ενδεδειγμένος πληθυσμός ασθενών:

Ακουστικά βαρηκοΐας: Η συσκευή αυτή προορίζεται για ασθενείς με μονόπλευρη και αμφίπλευρη, ήπια έως σοβαρή απώλεια ακοής από την ηλικία των 8 ετών. Το χαρακτηριστικό λογισμικού εμβοών προορίζεται για ασθενείς με χρόνιες εμβοές από την ηλικία των 18 ετών.

Φορτιστής: Ο ενδεδειγμένος πληθυσμός ασθενών είναι οι χρήστες των συμβατών ακουστικών βαρηκοΐας

Ενδεδειγμένος χρήστης:

Ακουστικά βαρηκοΐας: Προορίζονται για άτομα με απώλεια ακοής που χρησιμοποιούν ακουστικό βαρηκοΐας και για τους φροντιστές τους. Ο ακοοπροθετιστής είναι υπεύθυνος για την προσαρμογή του ακουστικού βαρηκοΐας.

Φορτιστής: Προορίζεται για άτομα με απώλεια ακοής που χρησιμοποιούν το συμβατό επαναφορτιζόμενο ακουστικό βαρηκοΐας και για τους φροντιστές ή ακοοπροθετιστές τους

Ενδείξεις:

Οι κλινικές ενδείξεις για τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας, του φορτιστή και του χαρακτηριστικού Tinnitus είναι:

- Απώλεια ακοής
- Μονομερής ή αμφίπλευρη
- Αγώγιμη, νευροαισθητηριακή ή και τα δύο
- Ήπια έως σοβαρή

Παρουσία χρόνιων εμβοών (ισχύει μόνο για τις συσκευές που παρέχουν το χαρακτηριστικό Tinnitus)

Αντενδείξεις:

Οι κλινικές αντενδείξεις για τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας και του χαρακτηριστικού Εμβοές είναι:

- Η απώλεια ακοής δεν βρίσκεται στο εύρος εφαρμογής του ακουστικού βαρηκοΐας (π.χ. ανάκτηση, απόκριση συχνότητας)
- Οξείες εμβοές (< τρεις μήνες μετά την εμφάνισή τους)
- Παραμόρφωση του αυτιού (π.χ. κλειστός ακουστικός πόρος, απώλεια ωτίου)
- Νευροαισθητήρια απώλεια ακοής (ρετροκοχλιακές διαταραχές, όπως ελλείπον/μη βιώσιμο ακουστικό νεύρο) Φορτιστής: Λάβετε υπόψη ότι οι αντενδείξεις δεν προκύπτουν από τον φορτιστή, αλλά από τα συμβατά ακουστικά βαρηκοΐας.

Τα βασικά κριτήρια για την παραπομπή ενός ασθενή για ιατρική ή άλλη εξειδικευμένη γνώμη ή/και θεραπεία είναι τα εξής:

- Εμφανής εκ γενετής ή τραυματική παραμόρφωση του αυτιού
- Ιστορικό ενεργής αποστράγγισης από το αυτί τις προηγούμενες 90 ημέρες
- Ιστορικό ξαφνικής ή ταχείας προόδου απώλειας ακοής στο ένα ή και στα δύο αυτιά τις προηγούμενες 90 ημέρες
- Οξύς ή χρόνιος ίλιγγος

- Η ακοομετρική διαφορά μεταξύ της αγωγιμότητας του οστού και της αγωγιμότητας του αέρα είναι ίση με ή μεγαλύτερη από 15 dB στα 500 Hz, 1000 Hz και 2000 Hz.
- Εμφανή στοιχεία σημαντικής συσσώρευσης κυψελίδας ή παρουσίας ξένου σώματος στον ακουστικό πόρο
- Πόνος ή δυσφορία στο αυτί
- Μη φυσιολογική όψη του τυμπάνου και του ακουστικού πόρου, όπως:
 - Φλεγμονή του εξωτερικού ακουστικού πόρου
 - Διάτρητο τύμπανο
 - Άλλες ανωμαλίες που ο ακοοπροθετιστής πιστεύει ότι χρήζουν ιατρικής φροντίδας.

Ο ακοοπροθετιστής μπορεί να αποφασίσει ότι η παραπομπή δεν είναι απαραίτητη ή ωφέλιμη για τον ασθενή, όταν ισχύουν τα ακόλουθα:

- Όταν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι η κατάσταση έχει διερευνηθεί πλήρως από ειδικό ιατρό και ότι έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε πιθανή θεραπεία
- Η κατάσταση δεν έχει επιδεινωθεί ή αλλάξει σημαντικά από την προηγούμενη εξέταση ή/και θεραπεία.

Εάν ο ασθενής έχει λάβει την εμπεριστατωμένη και επαρκή απόφαση να μην αποδεχτεί συμβουλές για να ζητήσει ιατρική

γνωμάτευση, επιτρέπεται να προχωρήσει στη σύσταση κατάλληλων συστημάτων ακουστικών βαρηκοΐας σύμφωνα με τις ακόλουθες εκτιμήσεις:

- Η σύσταση δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία ή στη γενική ευεξία του ασθενή
- Τα αρχεία επιβεβαιώνουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες εκτιμήσεις για ό,τι ωφελεί καλύτερα τον ασθενή. Σε περίπτωση που απαιτείται από νομική άποψη, ο ασθενής έχει υπογράψει αποποίηση ευθυνών για να επιβεβαιώσει ότι η συμβουλή παραπομπής δεν έχει γίνει αποδεκτή και ότι πρόκειται για μια εμπειριστατωμένη απόφαση.

Κλινικό όφελος

Ακουστικό βαρηκοΐας: Βελτίωση της κατανόησης ομιλίας
Χαρακτηριστικό Tinnitus: Το χαρακτηριστικό Tinnitus προσφέρει συμπληρωματική διέγερση ήχου αποσπώντας την προσοχή του χρήστη από τις εμβοές του.

Φορητός: Ο φορητός από μόνος του δεν προσφέρει άμεσο κλινικό όφελος. Ένα έμμεσο κλινικό όφελος παρέχεται με την ενεργοποίηση της μητρικής συσκευής (επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρηκοΐας) με σκοπό την επίτευξη του ενδεδειγμένου τους σκοπού.

Παρενέργειες

Φυσιολογικές παρενέργειες των ακουστικών βαρηκοΐας, όπως εμβοές, ίλιγγος, συσσώρευση κυψελίδας, υπερβολική πίεση, εφίδρωση ή υγρασία, φουσκάλες, κνησμός ή/και εξανθήματα, βουλωμένα αυτιά και οι συνέπειές τους, όπως πονοκέφαλος ή/και πόνος στο αυτί, μπορεί να επιλυθούν ή να ελαττωθούν από τον ακοοπροθετιστή σας. Τα συμβατικά ακουστικά βαρηκοΐας έχουν τη δυνατότητα να εκθέτουν τους ασθενείς σε υψηλότερα επίπεδα έκθεσης στον ήχο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολές ορίων στην εμβέλεια συχνότητας που επηρεάζεται από το ακουστικό τραύμα.

Φορητός: Λάβετε υπόψιν ότι οι παρενέργειες δεν προκύπτουν από τον φορητό, αλλά από τα συμβατά ακουστικά βαρηκοΐας.

Το ακουστικό βαρηκοΐας είναι κατάλληλο για φροντίδα υγείας κατ' οίκον και λόγω της φορητότητάς του ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα επαγγελματικής φροντίδας υγείας, όπως ιατρεία, οδοντιατρεία κ.λπ.

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν αποκαθιστά τη φυσιολογική ακοή και δεν προλαμβάνει ούτε βελτιώνει διαταραχές της ακοής που οφείλονται σε οργανικές παθήσεις. Σε περίπτωση μη τακτικής χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας, ο χρήστης δεν μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Η χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας αποτελεί ένα μόνο μέρος της διαδικασίας επαναφοράς της ακοής και ενδέχεται να πρέπει να συμπληρωθεί από ακουστική εκπαίδευση και εξάσκηση στη χειλεανάνγωση.






Ο μικροφωνισμός, η κακή ποιότητα ήχου, οι πολύ δυνατοί ή απαλοί ήχοι, η ανεπαρκής εφαρμογή ή τα προβλήματα κατά τη μάσηση ή την κατάποση μπορούν να λυθούν ή να βελτιωθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μικρορυθμίσεων στη διαδικασία εφαρμογής από τον ακοοπροθετιστή σας.

Οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν που προκύπτει σε σχέση με το ακουστικό βαρηκοΐας θα πρέπει να αναφέρεται στον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή και στον αρμόδιο φορέα της χώρας κατοικίας. Ως σοβαρό συμβάν περιγράφεται οποιοδήποτε συμβάν που προκάλεσε άμεσα ή έμμεσα ή θα μπορούσε να προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:





- α) τον θάνατο ασθενούς, χρήστη ή άλλου ατόμου
- β) την προσωρινή ή μόνιμη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας ασθενούς, χρήστη ή άλλου ατόμου
- γ) σοβαρή απειλή της δημόσιας υγείας

Για να αναφέρετε μια ανεπιθύμητη λειτουργία ή συμβάν, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή με έναν αντιπρόσωπο.

25.1 Προειδοποιήσεις κινδύνου

-  Τα επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρηκοΐας περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου, τις οποίες μπορείτε να έχετε μαζί σας σε αεροσκάφη ως χειραποσκευές. Τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε παραδιδόμενες αποσκευές και μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε χειραποσκευές.
-  Τα ακουστικά βαρηκοΐας σας λειτουργούν σε εμβέλεια συχνότητας 2,4 GHz–2,48 GHz. Κατά τη διάρκεια αεροπορικής πτήσης, ρωτήστε αν σύμφωνα με τους κανόνες του αερομεταφορέα πρέπει οι συσκευές να τίθενται σε λειτουργία πτήσης. Βλ. κεφάλαιο 16.
-  Τα ακουστικά βαρηκοΐας (προγραμματισμένα ειδικά για κάθε τύπο απώλειας ακοής) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από το άτομο για το οποίο προορίζονται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε άλλο άτομο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή.
-  Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στο ακουστικό βαρηκοΐας αλλαγές ή τροποποιήσεις, που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη Sonova AG. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο αυτί ή στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.
-  Μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά βαρηκοΐας και τα αξεσουάρ φόρτισης σε περιοχές όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις (ορυχεία

ή βιομηχανικές περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων, περιβάλλοντα πλούσια σε οξυγόνο ή περιοχές όπου πραγματοποιείται χειρισμός εύφλεκτων αναισθητικών). Η συσκευή δεν φέρει πιστοποίηση ATEX.

-  Αν αισθανθείτε πόνο μέσα ή πίσω από το αυτί, αν εμφανιστεί φλεγμονή ή ερεθισμός του δέρματος και ταχεία συσσώρευση κυψελίδας, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή ή τον ιατρό σας.
-  Τα κελύφη τιτανίου των εξατομικευμένων ακουστικών βαρηκοΐας και των θηλών ενδέχεται να περιέχουν ακρυλικά από κόλλες σε μικρές ποσότητες. Σε χρήστες με ευαισθησία σε τέτοιες ουσίες ενδέχεται να προκύψει αλλεργική αντίδραση στην επιδερμίδα. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αμέσως τη συσκευή αν προκύψει τέτοια αντίδραση και απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή ή στον ιατρό σας.
-  Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, εάν δεν έχει στερεωθεί καλά, η θηλή ή ο αναστολέας κυψελίδας μπορεί να παραμείνει στον ακουστικό πόρο κατά την αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας από το αυτί. Σε περίπτωση που αυτό το εξάρτημα κολλήσει στον ακουστικό πόρο, επισκεφθείτε έναν ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή του.
-  Τα ακουστικά προγράμματα στη λειτουργία κατευθυντικού μικροφώνου μειώνουν τους περιβαλλοντικούς ήχους. Λάβετε υπόψη ότι τα προειδοποιητικά σήματα ή οι ήχοι

που προέρχονται από πηγή που βρίσκεται πίσω από το χρήστη, π.χ. αυτοκίνητα, καταστέλλονται πλήρως ή μερικώς.

⚠ Το συγκεκριμένο ακουστικό βαρηκοΐας δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών. Η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση πρέπει να γίνεται πάντα υπό επιτήρηση για να εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους. Το ακουστικό βαρηκοΐας είναι μια μικρή συσκευή και περιέχει μικρά εξαρτήματα. Μην αφήνετε παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση με το ακουστικό βαρηκοΐας χωρίς επιτήρηση. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε με έναν ιατρό ή ένα νοσοκομείο αμέσως, καθώς το ακουστικό βαρηκοΐας ή τα εξαρτήματά του μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό!

⚠ Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για άτομα με ενεργά εμφυτευμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (π.χ. βηματοδότες, απινιδωτές, κ.λπ.):


- Διατηρείτε το ασύρματο ακουστικό βαρηκοΐας και τις συσκευές φόρτισης τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) μακριά από το ενεργό εμφύτευμα. Αν προκύψουν παρεμβολές, μην χρησιμοποιείτε τα ασύρματα ακουστικά βαρηκοΐας και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ενεργού εμφυτεύματος. Λάβετε υπόψη ότι παρεμβολές ενδέχεται επίσης να προκαλούνται από γραμμές τροφοδοσίας, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, ανιχνευτές μετάλλων σε αεροδρόμια κ.λπ.


- Τυχόν μαγνήτες (π.χ. εργαλείο για μπαταρίες, μαγνήτης EasyPhone κ.λπ.) πρέπει να παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) από το ενεργό εμφύτευμα.


⚠ Οι ασθενείς στους οποίους έχουν εμφυτευθεί μαγνητικές βαλβίδες παράκαμψης CSF με εξωτερικό προγραμματισμό ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο ακούσιας αλλαγής στη ρύθμιση της βαλβίδας τους κατά την έκθεσή τους σε ισχυρά μαγνητικά πεδία. Ο δέκτης (ηχείο) των ακουστικών βαρηκοΐας, το Lyric SoundLync, η ράβδος προγραμματισμού Lyric και το MiniControl περιέχουν στατικούς μαγνήτες. Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 5 cm (2 ίντσες) ανάμεσα στους μαγνήτες και στο σημείο της εμφυτευμένης βαλβίδας παράκαμψης.

⚠ Η χρήση αυτού του εξοπλισμού δίπλα ή πάνω/κάτω από άλλον εξοπλισμό θα πρέπει να αποφεύγεται διότι μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλη λειτουργία. Αν η εν λόγω χρήση είναι απαραίτητη, αυτός ο εξοπλισμός και ο άλλος εξοπλισμός θα πρέπει να παρατηρούνται για την επαλήθευση της φυσιολογικής λειτουργίας τους.


⚠ Η χρήση αξεσουάρ, μετατροπών και καλωδίων διαφορετικών από αυτά που ορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή αυτού του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατρωσία αυτού του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα ακατάλληλη λειτουργία.


 Φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητας (συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών, όπως καλώδια κεραίας και εξωτερικές κεραίες) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη από 30 cm (12 ίντσες) από κάθε εξάρτημα των ακουστικών βαρηκοΐας, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που ορίζονται από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, μπορεί να σημειωθεί υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του εξοπλισμού.


 Τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν θα πρέπει να τοποθετούνται με θηλές/συστήματα προστασίας από κυψελίδα όταν χρησιμοποιούνται από πελάτες με διάτρηση τυμπάνου, φλεγμονή του ακουστικού πόρου ή άλλως εκτεθειμένη κοιλότητα του μέσου ωτός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστούμε τη χρήση ενός προσαρμοσμένου εξαρτήματος για το αυτί. Στην απίθανη περίπτωση παραμονής οποιουδήποτε μέρους αυτού του προϊόντος στον ακουστικό πόρο, συνιστάται ιδιαίτερα να απευθυνθείτε σε ειδικό ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή του.








 Για τον φορτιστή, χρησιμοποιήστε μόνο εξοπλισμό πιστοποιημένο κατά IEC 60950-1*, IEC 62368-1 ή IEC 60601-1 με ονομαστική τιμή εξόδου 5 VDC. Ελάχ. 500 mA.

* Σημείωση: αυτό το πρότυπο ενδέχεται να μην είναι πλέον έγκυρο στη χώρα σας, ανατρέξτε στο πρότυπο IEC 62368-1




 Αποφεύγετε τις ισχυρές κρούσεις στο αυτί όταν φοράτε ακουστικό βαρηκοΐας με προσαρμοσμένο εξάρτημα για το αυτί. Η σταθερότητα των προσαρμοσμένων εξαρτημάτων για το αυτί έχει σχεδιαστεί για φυσιολογική χρήση. Τυχόν ισχυρή κρούση στο αυτί (π.χ. κατά τη διάρκεια της άθλησης) ενδέχεται να προκαλέσει θραύση του προσαρμοσμένου εξαρτήματος για το αυτί. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάτρηση του ακουστικού πόρου ή του τυμπάνου του αυτιού.

 Μετά από μηχανική καταπόνηση ή κραδασμό στο προσαρμοσμένο εξάρτημα για το αυτί, βεβαιωθείτε ότι είναι άθικτο πριν το τοποθετήσετε στο αυτί.

 Η πλειοψηφία των χρηστών ακουστικών βαρηκοΐας αντιμετωπίζουν απώλεια ακοής, για την οποία δεν αναμένεται επιδείνωση της ακοής τους με τακτική χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας σε καθημερινές καταστάσεις. Μόνο μια μικρή ομάδα χρηστών ακουστικών βαρηκοΐας με απώλεια ακοής διατρέχουν κίνδυνο επιδείνωσης της ακοής τους μετά από μακροχρόνια χρήση

-  Μην χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας και το φορτιστή σας σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
-  Μην ακουμπάτε τις επαφές του φορτιστή όταν είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.
-  Τα ακουστικά βαρηκοΐας πρέπει να είναι στεγνά πριν από τη φόρτιση. Διαφορετικά δεν μπορεί να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της φόρτισης.
-  Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο φορτιστή που περιγράφεται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης για τη φόρτιση των ακουστικών βαρηκοΐας, διαφορετικά οι συσκευές ενδέχεται να υποστούν ζημιά.
-  Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να ανοίγει το αξεσουάρ φόρτισης, λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας.
-  Μην καλύπτετε τελείως τα περιβλήματα των φορτιστών κατά τη διάρκεια της φόρτισης, π.χ. με κάποιο ύφασμα κ.λπ.
-  Τα ακουστικά βαρηκοΐας σας περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου με τιμή Watt ανά ώρα < 20Wh που έχουν υποβληθεί

σε δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο UN 38.3 «Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων του ΟΗΕ» και θα πρέπει να αποστέλλονται σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς περί ασφαλούς αποστολής των μπαταριών ιόντων λιθίου.

-  Μην αφαιρείτε τα καλώδια δέκτη από τα ακουστικά βαρηκοΐας. Εάν απαιτείται αφαίρεση ή αλλαγή, συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον ακοοπροθετιστή.
-  Τα καλώδια και τα κορδόνια που τυλίγονται γύρω από τον λαιμό ενδέχεται να προκαλέσουν στραγγαλισμό. Μην αφήνετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της χωρίς επίβλεψη με παιδιά, άτομα με νοητική υστέρηση και κατοικίδια.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα ακουστικά βαρηκοΐας χρησιμοποιούν μπαταρία ιόντων λιθίου Pincell. Αυτές οι μπαταρίες είναι επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς μέσα σε διάστημα 2 ωρών ή μικρότερο, σε περίπτωση κατάποσης ή εισαγωγής σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, είτε η μπαταρία είναι χρησιμοποιημένη είτε καινούργια! Φυλάσσετε μακριά από παιδιά, άτομα με νοητική υστέρηση και κατοικίδια ζώα. Εάν υποψιάζεστε ότι έχει καταποθεί μπαταρία ή έχει εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, συμβουλευτείτε αμέσως τον ιατρό σας χωρίς καθυστέρηση!

25.2 Πληροφορίες για την ασφάλεια του προϊόντος

- ❗ Αυτά τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι ανθεκτικά στο νερό αλλά δεν είναι αδιάβροχα. Είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν την καταπόνηση που προκαλείται κατά τις τυπικές δραστηριότητες και την περιστασιακή, ακούσια έκθεση σε ακραίες συνθήκες. Μην βυθίζετε ποτέ το ακουστικό βαρηκοΐας σε νερό! Αυτά τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν είναι σχεδιασμένα για τακτική εμβάπτιση σε νερό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως κατά την κολύμβηση ή όταν κάνετε μπάνιο. Αφαιρείτε πάντα το ακουστικό βαρηκοΐας πριν από αυτές τις δραστηριότητες, καθώς το ακουστικό περιλαμβάνει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- ❗ Μην πλένετε ποτέ τις εισόδους του μικροφώνου. Μπορεί να χάσει τα ειδικά ακουστικά του χαρακτηριστικά.
- ❗ Προστατεύστε το ακουστικό βαρηκοΐας σας και τα αξεσουάρ φόρτισης από τη θερμότητα και το ηλιακό φως (ποτέ μην τα αφήνετε κοντά σε παράθυρο ή μέσα στο αυτοκίνητο). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φούρνο μικροκυμάτων ή άλλες συσκευές θέρμανσης για να στεγνώσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας ή τα εξαρτήματα φόρτισης (λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς ή έκρηξης). Για τις ενδειγμένες μεθόδους αφύγρανσης, ρωτήστε τον ακοοπροθετιστή σας.

- ❗ Μην τοποθετείτε τα αξεσουάρ φόρτισης κοντά σε επιφάνειες επαγωγικών εστιών. Οι αγώγιμες δομές μέσα στα εξαρτήματα φόρτισης μπορεί να απορροφήσουν επαγωγική ενέργεια με αποτέλεσμα θερμική καταστροφή.
- ❗ Η θηλή θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις μήνες ή όταν γίνεται άκαμπτη ή εύθραπτη. Με τον τρόπο αυτόν προλαμβάνεται η απόσπαση της θηλής από το στέλεχος του σωλήνα κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση από το αυτί.
- ❗ Προφυλάσσετε το ακουστικό βαρηκοΐας ή τα εξαρτήματα φόρτισης σας από πτώσεις! Σε περίπτωση πτώσης σε σκληρή επιφάνεια μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ακουστικό βαρηκοΐας ή τα αξεσουάρ φόρτισης.
- ❗ Ο φορτιστής και το τροφοδοτικό πρέπει να προστατεύονται από κραδασμούς. Αν προκληθεί ζημιά στον φορτιστή ή στο τροφοδοτικό μετά από κραδασμό, οι συσκευές δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιούνται.
- ❗ Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε το σε ένα κουτί με μια κάψουλα αφύγρανσης ή σε μέρος με καλό

αερισμό. Αυτό επιτρέπει την εξάτμιση της υγρασίας από το ακουστικό βαρηκοΐας σας και αποτρέπει τυχόν επιπτώσεις στην απόδοσή του.

- ❶ Na βεβαιώνετε πάντα ότι το ακουστικό βαρηκοΐας σας έχει στεγνώσει πλήρως μετά τη χρήση. Αποθηκεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας σε ασφαλές, στεγνό και καθαρό μέρος.
- ❶ Η λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας μπορεί να επηρεαστεί από ειδικές ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ακτινοβολία, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αφαιρείτε και φυλάσσετε τις συσκευές εκτός της αίθουσας/του χώρου εξέτασης, πριν υποβληθείτε σε:
 - Ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις με ακτίνες Χ (και σαρώσεις CT).
 - Ιατρικές εξετάσεις με σαρώσεις MRI/NMRI, κατά τις οποίες δημιουργούνται μαγνητικά πεδία.Κατά τη διέλευση από πύλες ασφαλείας (σε αεροδρόμια κ.λπ.) δεν χρειάζεται να αφαιρείτε τα ακουστικά βαρηκοΐας σας. Ακόμη και αν χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ, εφαρμόζεται εξαιρετικά χαμηλή δόση που δεν επηρεάζει τα ακουστικά βαρηκοΐας.

Ο ακοοπροθετιστής σας:



EC REP

Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Γερμανία



Κατασκευαστής:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Ελβετία
www.phonak.com

029-1128-20/V3.00/2023-02/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved



sonova
HEAR THE WORLD



Type: PDL
Document No.: PDL-10718
Rev.: 2
Title: 029-1128-20 User guide Phonak Slim L-R-EL
Process: Innovation Management
Owner: 99RUPADHYAY Rishabh Upadhyay

Status: CURRENT
Effective Date: 13-Mar-2023

Attributes

<u>Attribute Type</u>	<u>Value</u>	<u>Description</u>
Affected Site	5300	Unitron Hearing
Affected Site		
Project	SlimDesign	
Project		
Project Phase	Finished Product	
Project Phase		

Reference

<u>Document No.</u>	<u>Title</u>	<u>Content Type</u>	<u>Relation</u>
PDL-5125 [7]	029-1128-02 User Guide Phonak Slim L-R - EN	DOCUMENT	Related

Approvals

<u>Level</u>	<u>Actor</u>	<u>Job Title</u>	<u>Sign-off Date</u>	<u>Sign-off By</u>
1	Diana Pena-Waldmann	Quality Manager Marketing	10-Mar-2023	11DPENAWALDM
2	Jennifer Hoffmann	Strategic Product Manager	13-Mar-2023	11JEHOFFMANN

Revision Notes

<u>Access Activity</u>	<u>Note</u>	<u>Accessed By</u>	<u>Accessed Date</u>
Remark	Update for Lumity platform, target age 8+, new images/branding	99RUPADHYAY	23-Feb-2023
Remark	Levels 30/50 added, added new warning chapter 19, update for Lumity platform, target age 8+, new images/branding	99RUPADHYAY	02-Mar-2023