

Roger On™

Instrucciones de uso



roger

Contenido

1. Le damos la bienvenida	5
2. Familiarícese con Roger On	6
2.1 Descripción del dispositivo	11
2.2 Base de conexión	12
2.3 Accesorios	13
2.4 Pantalla	14
2.5 Datos técnicos	15
3. Carga del micrófono Roger	16
4. Uso de Roger On	19
4.1 Encendido del Roger On	19
4.2 Uso general	20
4.3 Uso en una mesa	21
4.4 Uso en ambientes de ruido fuerte	23
4.5 Escucha de un orador que habla en la distancia	25
5. Bloqueo del modo de micrófono	27
6. Silencio	29
7. Escucha de la TV o de otro dispositivo de sonido fij	30
7.1 Instalación de la base de conexión	30
7.2 Escuchar la TV utilizando la base de conexión	32

8. Escucha de un dispositivo de audio	34
8.1 Transmisión de sonido con el cable de carga	34
9. Uso de Roger On durante llamadas en línea	36
10. Modo estéreo	38
11. myRogerMic app	39
12. Funciones de red de trabajo	40
12.1 Conexión a un audífono o a un receptor Roger	40
12.2 Conexión de otro micrófono	43
12.3 Desconexión de los dispositivos Roger	45
13. Uso en grupos grandes	46
13.1 Uso de varios micrófonos	47
14. Restablecimiento	48
15. Modo de envío	49
16. Cuidados y mantenimiento	50
17. Solución de problemas	52
18. Información de cumplimiento normativo	56
19. Información y explicación de los símbolos	60
20. Información de seguridad importante	63
21. Reparación y garantía	70

Estas instrucciones de uso son válidas para:

Roger On 3

Marca CE aplicada en 2024



1. Le damos la bienvenida

Su Roger On ha sido desarrollado por Phonak, el líder mundial en soluciones auditivas asentado en Zúrich, Suiza.

Este producto de nivel superior es el resultado de décadas de investigación y experiencia, y está diseñado para que reviva la belleza del sonido. Le agradecemos su estupenda elección y le deseamos que disfrute de una gran audición durante muchos años.

Lea las instrucciones de uso atentamente para asegurarse de que entiende su Roger On y le saca el máximo partido. Para obtener información adicional sobre las funciones, los beneficios, la configuración, el uso y el mantenimiento o las reparaciones del Roger On y accesorios, póngase en contacto con su audioprotesista o con el representante del fabricante.


Para obtener información sobre el servicio de reparación de Roger On o los accesorios, póngase en contacto con el audioprotesista.

Phonak – life is on
www.phonak.com

2. Familiarícese con Roger On

Roger On capta la voz de un orador y la envía de forma inalámbrica directamente a sus oídos. Hay cinco ejemplos de uso principales de Roger On:

En una mesa: Coloque Roger On en el centro de la mesa y escuche a las personas que están alrededor.





Restaurante




Reunión

Entrevista: Sujete Roger On apuntando a la persona que desea escuchar.




Charla



Cara a cara



Entrevista amplia: Coloca Roger On delante de un grupo para escuchar a todos.



Discusión plenaria

❗ Se requiere la aplicación myRogerMic para activar el modo de entrevista amplia.

Presentador: Sujete o enganche Roger On cerca de la boca de un orador que habla en la distancia y le escuchará mejor.





Discurso o clase





Clase de fitness

TV/Multimedia: Transmita el sonido de la TV o de otra fuente de sonido directamente a sus oídos.




Viendo la televisión

Llamadas en línea: Use Roger On como micrófono durante las llamadas en línea.



Participación en una llamada

2.1 Descripción del dispositivo



1 Botón de función

2 4 micrófonos

3 Botón deslizante de encendido/apagado


4 Pantalla

5 Botón de conexión


6 Pinza

7 Batería en el interior

8 Conector USB C




2.2 Base de conexión




- 1 Control de volumen de la entrada de audio
- 2 Ranura para Roger On
- 3 Conector USB C
- 4 Entrada de audio digital óptica (Toslink) y analógica de 3,5 mm


2.3 Accesorios




Funda



Fuente de alimentación



Cordón




Cable de carga



Cable de TV

2.4 Pantalla



Modo de micrófono

				
Mesa*	Entrevista	Presentador	Silencio	Entrevista amplia*

Estado del dispositivo

				
Automático	Bloqueado	Entrada de audio	Llamar	No enviar radio

Estado de la batería

		
Llena ~8 h	Media ~4 h	Vacía, ¡recargar!

*Cuando hayas activado el modo estéreo, los iconos se verán así:


	
Modo estéreo de mesa	Entrevista amplia estéreo

Para más información sobre el modo estéreo, consulta el capítulo 10.

2.5 Datos técnicos

Alcance:

Puede colocar su Roger On hasta 25 metros (80 pies) apartado de usted. Tenga en cuenta que tanto los objetos como las paredes pueden reducir esta distancia. La distancia máxima se consigue cuando puede ver el Roger On (es decir, cuando se encuentra dentro del campo visual).



Vida útil de la batería:


Una batería totalmente cargada suele durar 8 horas de transmisión.

3. Carga del micrófono Roger

Existen tres formas de cargar el micrófono Roger:


A) Utilizando la fuente de alimentación externa

1. Enchufe el extremo más pequeño (USB C) del cable de carga en el micrófono Roger.
2. Enchufe el extremo más largo (USB A) del cable en la fuente de alimentación externa.
3. Enchufe la fuente de alimentación externa a la toma de pared.



B) Desde el ordenador o la tableta


1. Enchufe el extremo más pequeño (USB C) del cable de carga en el Roger On.
2. Enchufe el extremo más largo (USB A) del cable en el puerto USB del ordenador y enciéndalo.



C) Mediante una base de conexión

Introduzca el Roger On en la base de conexión.

❗ Lea el capítulo 7.1 para configurar la base de conexión.



Información sobre la carga



Mientras se carga, el icono de la batería se moverá.



Una vez la batería se ha cargado completamente, el icono de la batería dejará de moverse y mostrará una batería completamente cargada. Después de 15 minutos, la pantalla se vuelve negra.


Con el cargador suministrado, Roger On se:

- Carga al 80 % en una hora
- Carga al 100 % en tres horas

4. Uso de Roger On

4.1 Encendido del Roger On

Mueva el conmutador de encendido/apagado a la posición de encendido. Después de una breve animación de puesta en marcha, el Roger On estará listo para usar.



- ❗ Si ve un icono de cadena tachada  en la pantalla, primero conecte el Roger On con los audífonos o el receptor Roger, como se describe en el capítulo 12.

4.2 Uso general

Roger On es un producto versátil e inteligente. Detecta la situación en la que se encuentra y adapta automáticamente los ajustes del micrófono.

❶ Para lograr la mejor comprensión verbal, acerque siempre el micrófono Roger a su acompañante todo lo que pueda.


❶ Ajuste la longitud del cordón, de manera que el Roger On esté a 20 cm/8 pulgadas de la boca del orador.

4.3 Uso en una mesa

Coloque el Roger On en el centro de la mesa para oír a un grupo de personas.



El micrófono captará a todas las personas de alrededor de la mesa, lo que se indica con un círculo en la pantalla.




Uso de la aplicación para dirigir el haz

La aplicación myRogerMic le permite dirigir el sentido del haz para centrarse en un orador o en varios oradores determinados. Consulte el capítulo 11, acerca de cómo descargar la aplicación.

Uso de la función de soporte de la funda

Si desea centrarse en una única persona de delante suyo, introduzca el Roger On en la funda e inclínelo con la función de soporte.




Al utilizar el soporte, el micrófono pasa automáticamente al modo entrevista.

4.4 Uso en ambientes de ruido fuerte

Sujete el Roger On en la mano y oriéntelo hacia la persona a la que quiere oír.



El micrófono activará automáticamente un haz estrecho y capta la voz de la persona a la que está apuntando. Se indica con un triángulo en la pantalla.




❶ Asegúrese de que el Roger On esté orientado directamente hacia la boca del orador.

❷ Al sujetar el Roger On en la mano, evite cubrir las aberturas del micrófono.




4.5 Escucha de un orador que habla en la distancia

Sujete el Roger On en la solapa de un orador que habla en la distancia y le escuchará mejor.





El micrófono captará solo a la persona que lleva el micrófono, lo que se indica con un icono de persona en la pantalla.




- i** Como alternativa, enganche el cordón al Roger On y cuélguelo alrededor del cuello de un orador que habla en la distancia:

1. Abra la pinza
2. Pase el cordón y cierre la pinza




5. Bloqueo del modo de micrófono

Si desea mantener el Roger On en un modo de micrófono concreto, independientemente de como esté posicionado, pulse el botón de función repetidamente hasta alcanzar el modo de micrófono en el que desea bloquear el micrófono.



Los modos de bloqueo aparecerán en el orden siguiente:




1. Modo mesa
2. Modo entrevista
3. Modo presentador
4. La ausencia del icono de bloqueo significa que el Roger On está de nuevo en modo automático


El icono de bloqueo indica que el modo de micrófono está bloqueado.

6. Silencio

Si desea silenciar el Roger On, mantenga pulsado el botón de función durante dos segundos:




El micrófono silenciado se indica con un icono de micrófono tachado y un icono de radio tachado en la pantalla. Esto significa que tu micrófono no transmite señal de radio y que tu audífono puede volver al programa automático. Si desea volver a activar el sonido del micrófono, mantenga pulsado el botón de función durante dos segundos más.




7. Escucha de la TV o de otro dispositivo de sonido fijo

7.1 Instalación de la base de conexión

1. Inserte el extremo más pequeño del cable USB en la conexión de la base de conexión.
2. Inserte el extremo más grande del cable USB en la fuente de alimentación externa.
3. Enchufe la fuente de alimentación externa a la toma de pared.



4. Conecte el extremo libre del cable óptico (Toslink) a la salida óptica de la TV o de otro dispositivo de sonido.




ⓘ Protéjase los ojos de la luz óptica del cable óptico Toslink cuando esté conectado al dispositivo o a la TV.


ⓘ Si la TV u otro dispositivo de sonido no tiene salida de sonido óptica, puede utilizar de forma alternativa un cable de sonido analógico para la conexión entre la TV y la base de conexión. Pregunte a su audioprotesista sobre este cable de sonido analógico.

7.2 Escuchar la TV utilizando la base de conexión

1. Inserte el micrófono Roger en la base de conexión.
2. Encienda la TV (u otro dispositivo de sonido).
El micrófono Roger transmitirá la señal de sonido de forma automática a los oídos.




Se indica con un icono de música en la pantalla.



3. Ajuste el volumen con los botones +/- en la base de conexión, según sus preferencias.

❶ El micrófono Roger se silenciará de forma automática cuando transmita la señal de TV. Puede activar el micrófono encendiendo el dispositivo y pulsando la tecla de función. Escuchará la señal de TV y el micrófono en paralelo.

Para finalizar la transmisión de la señal de sonido, solo debe apagar la TV (u otro dispositivo de sonido) o extraer el micrófono Roger de la base de conexión.




8. Escucha de un dispositivo de audio

8.1 Transmisión de sonido con el cable de carga

Para obtener la mejor calidad de sonido y facilitar el uso, recomendamos utilizar el cable de carga para transmitir audio desde un dispositivo de audio (por ejemplo, ordenador, tableta o smartphone) a tus audífonos.

1. Enchufe el extremo más pequeño (USB C) del cable de carga en el Roger On.
2. Conecta el extremo más grande (USB A) del cable al puerto USB de tu dispositivo de audio y enciéndelo.
3. Inicie la música o la aplicación de música en su dispositivo de audio.




① El micrófono Roger se encenderá automáticamente cuando se inicie la transmisión de sonido.

① Tenga en cuenta que el micrófono Roger obtendrá alimentación del dispositivo de audio.

Para finalizar la transmisión de la señal de audio, detén o silencia el audio en tu dispositivo de audio o desconecta el cable.


9. Uso de Roger On durante llamadas en línea

1. Enchufe el extremo más pequeño (USB C) del cable de carga en el Roger On.
2. Enchufe el extremo más largo (USB A) del cable en el puerto USB del ordenador y enciéndalo.
3. Inicie la llamada en línea en el ordenador.
4. Ahora, puede escuchar a los participantes en línea en los oídos y hablarles a través del micrófono Roger.



Durante la llamada, puede colocar el Roger On sobre la mesa, apuntarlo hacia usted o usarlo en el pecho. Para lograr la mejor calidad sonora, recomendamos usar Roger On en la zona del pecho.

Roger On muestra un icono de auriculares que indica que se utiliza en una llamada en línea:



10. Modo estéreo

¡Cuando tengas un par de audífonos de Phonak, Unitron o Hansaton con RogerDirect™ o un Naída CI M, podrás disfrutar de la audición en estéreo!

El modo estéreo se puede usar en modo de mesa y modo de entrevista amplia y te permite escuchar desde qué dirección habla una persona.




Modo estéreo de mesa



Modo estéreo de entrevista amplia

Cuando hayas activado el modo estéreo en la aplicación, asegúrate de que el USB de Roger On esté mirando hacia tí cuando coloques el dispositivo sobre una mesa.



i Se requiere la aplicación myRogerMic para activar los modos estéreo y de entrevista amplia.

11. myRogerMic app



Con myRogerMic app puede controlar su Roger On a distancia desde el teléfono inteligente.

Podrá:

- Dirigir la orientación del haz
- Cambiar el modo de micrófono
- Activar modo estéreo
- Activar modo de entrevista amplia
- Silenciar y activar el sonido
- Comprobar el estado actual del dispositivo, como el nivel de la batería y el modo de micrófono real

El teléfono inteligente necesita ser compatible con Bluetooth® LE para conectarse al Roger On. La aplicación myRogerMic puede descargarse de Google Play y App Store.



Para obtener más información acerca de la aplicación, lea las instrucciones de uso de la aplicación myRogerMic, que puede descargarse de www.phonak.com

Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Sonova está sujeto a la correspondiente licencia.

El logotipo de App Store de Apple es una marca comercial de Apple Inc.


El logotipo de Google Play es una marca comercial de Google LLC.

12. Funciones de red de trabajo


12.1 Conexión a un audífono o a un receptor Roger

Para conectar Roger On a un dispositivo auditivo con Roger instalado o a un receptor Roger, siga los pasos siguientes:


1. Encienda su Roger On y el audífono.
2. Pulse el botón de conexión de la parte trasera del Roger On.




3. Mantenga el Roger On cerca (a 10 cm/4 pulgadas) del audífono o del receptor Roger.




4. Compruebe el estado en la pantalla del Roger On:



Conectado
correctamente



Receptor no
compatible




Ningún receptor
detectado, acérquese

- ❶ Solo es necesario conectar un receptor una vez. El audífono o el receptor Roger permanecerá conectado con el micrófono incluso después de reiniciar el audífono o el receptor Roger.


12.2 Conexión de otro micrófono

Para conectar otro micrófono Roger compatible con el Roger On, siga los pasos siguientes. Consulte el capítulo 13 para aprender cómo usar varios micrófonos en una red de trabajo.


1. Encienda los dos micrófonos Roger.
2. Mantenga el Roger On cerca (a 10 cm/4 pulgadas) del otro micrófono Roger.




3. Pulse el botón de conexión de Roger On.




4. Compruebe el estado en la pantalla del Roger On:



Conectado
correctamente




Dispositivo
no compatible




Ningún dispositivo
detectado, acérquese

- ❗ Solo es necesario conectar otro micrófono una vez. El otro micrófono permanecerá conectado con el Roger On incluso después de haber reiniciado los micrófonos.

12.3 Desconexión de los dispositivos Roger




Para desconectar el Roger On de cualquier receptor conectado o a otros micrófonos Roger, mantenga pulsado el botón  de conexión durante 8 segundos, hasta ver esta información en pantalla:



13. Uso en grupos grandes


Roger On puede combinarse con otros micrófonos Roger, como el Roger Table Mic. Consulte el capítulo 12.2, acerca de cómo conectar otro micrófono.




Utilizar múltiples micrófonos le ayuda a escuchar a un grupo mayor o a varios oradores desde la distancia.

13.1 Uso de varios micrófonos


Cuando el Roger On se usa con otros micrófonos, debe llevarlo un orador en el pecho. Cuando coloca el Roger On sobre la mesa o cuando lo sostiene en la mano, se silencia automáticamente. Si activa el sonido del Roger On con una pulsación larga (2 segundos) del botón central, se bloquearán los demás micrófonos que están conectados al Roger On. Si silencia el Roger On, se reactivarán los demás micrófonos de nuevo.



El Roger On está conectado, por lo menos, a otro micrófono Roger



El Roger On se silencia automáticamente cuando se coloca sobre la mesa o se sostiene en la mano




El Roger On está bloqueado por otro micrófono Roger en la red de trabajo

14. Restablecimiento

Si el Roger On deja de responder a las órdenes, puede restablecerlo pulsando los botones central y de conexión  a la vez durante 10 segundos.

15. Modo de envío

Si necesita devolver el Roger On para repararlo, se recomienda poner el dispositivo en modo de envío. Para ello, mantenga pulsado el botón de conexión y apague el dispositivo. El modo de envío se confirma con la indicación siguiente en la pantalla:



16. Cuidados y mantenimiento

El cuidado constante y minucioso del micrófono Roger y de los accesorios es importante para un perfecto rendimiento y una larga duración. Para garantizar un servicio técnico de larga duración, Sonova Communications AG proporciona un periodo mínimo de cinco años de vida útil tras la descatalogación del micrófono Roger.

- ❶ Compruebe siempre que el micrófono Roger, la base de conexión y los cables del cargador estén secos y limpios antes de usarlos.

Información general

Su micrófono Roger está protegido contra salpicaduras de agua y polvo. Tras su exposición al agua, al sudor o a la suciedad, se debe limpiar y secar el micrófono Roger.

Instrucciones de limpieza

Limpie las superficies con un paño sin pelusas. No utilice nunca productos de limpieza de uso doméstico, como detergente, jabón, etc., para limpiar el micrófono Roger. No es conveniente enjuagarlo con agua. Si necesita realizar una limpieza intensa del micrófono Roger, pida consejo a su audioprotesista.

Para la base de conexión, asegúrese de que la ranura de carga y los puertos estén limpios. Elimine el polvo y la suciedad de la ranura de carga. No utilice detergentes domésticos, jabón, etc. para limpiar la base de conexión.

17. Solución de problemas

Problema

No puedo encender mi micrófono Roger.

No se oye ningún sonido desde mi micrófono Roger.

Puedo escuchar al orador, pero no entiendo lo que dice.

Causas

La batería está descargada.

Su micrófono Roger está silenciado.

Su micrófono Roger está bloqueado.

Los receptores Roger no están conectados al micrófono Roger.

El receptor Roger no funciona.

Los audífonos no se han configurado en el programa adecuado.

El micrófono está demasiado lejos del orador.

Los orificios del micrófono pueden estar cubiertos por los dedos.

Los orificios del micrófono están cubiertos por suciedad.

El modo del micrófono Roger está bloqueado.

Soluciones

Cargue el micrófono Roger durante al menos dos horas.

Active el sonido del micrófono Roger pulsando el botón central durante 2 segundos.

Cambie al modo de micrófono automático o asegúrese de que bloquee el micrófono en el modo adecuado.

Mantenga el micrófono Roger cerca de cada receptor Roger o audífono compatible con Roger y pulse el botón de conexión.

Asegúrese de que ha conectado el receptor Roger al audífono y de que esté encendido.

Revise que los audífonos estén configurados en el programa correcto (Roger/FM/DAI/EXT).

Acerque el micrófono Roger a la boca del orador.

Sostenga el micrófono de forma que sus orificios no queden cubiertos.

Limpie los orificios del micrófono.

Cambie al modo de micrófono automático o asegúrese de que bloquee el micrófono en el modo adecuado.

Problema

Sigo perdiendo la señal de sonido.

Oigo demasiado ruido.

No me gusta escuchar mi propia voz en el micrófono Roger.

El volumen del dispositivo multimedia es demasiado bajo.

No puedo escuchar el dispositivo multimedia.

Mi micrófono Roger ha dejado de funcionar y no reacciona al pulsar cualquier botón.

Durante una llamada en línea, la persona que está del otro lado no puede oírme.

Causas

Hay demasiada distancia entre usted y el micrófono Roger.

Hay obstáculos entre usted y el micrófono Roger.

El micrófono Roger capta el ruido.

El micrófono Roger capta su voz.

Ajustes de volumen incorrectos.

La fuente de sonido está silenciada.

Su micrófono Roger está apagado.

El cable de sonido no está enchufado correctamente.

Problema del software.

El micrófono Roger no está colocado correctamente.

Ha silenciado el micrófono en la aplicación para PC.

Soluciones

Acérquese al micrófono Roger.

Trate de encontrarse en el campo visual del micrófono Roger o acérquese al micrófono Roger.

Cambie al modo entrevista y dirija el micrófono Roger hacia el orador.

En la aplicación myRogerMic, desactive el haz que está orientado hacia usted.

Aumente el volumen en la base de conexión del micrófono Roger o en su fuente de sonido.

Active el sonido de la fuente de sonido.

Encienda el micrófono Roger.

Enchufe el cable de sonido de la forma correcta.

Restablezca el micrófono Roger pulsando simultáneamente el botón de función y el botón de conexión durante 10 segundos. Para saber si hay una actualización de software disponible, póngase en contacto con su audioprotesista.

Para que la captación de voz durante una llamada en línea sea óptima, enganche el micrófono Roger a su camisa. Como alternativa, coloque el micrófono Roger sobre la mesa o asegúrese de que esté apuntando hacia usted.

Active el sonido del micrófono en la aplicación para PC.

18. Información de cumplimiento normativo

Europa:

Declaración de conformidad

Por la presente, Sonova Communications AG declara que este producto cumple la Directiva 2014/53/UE relativa a los equipos radioeléctricos. El texto completo de la Declaración Europea de Conformidad se puede obtener del fabricante o del representante local de Phonak, cuya dirección se puede encontrar en la lista en <https://www.phonak.com/com/en/certificates.html> (localizaciones mundiales de Phonak).

Frecuencia de funcionamiento: 2400-2483,5 MHz

Nivel de potencia: <100 mW

Australia/Nueva Zelanda:



R-NZ

Indica la conformidad de un dispositivo con la Gestión de espectro de radio (RSM) vigente y los acuerdos normativos de Australian Communications and Media Authority (ACMA, Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios) para la venta legal en Nueva Zelanda y Australia. La etiqueta de cumplimiento R-NZ es para los productos de radio suministrados en el mercado de Nueva Zelanda según el nivel de conformidad A1.

FCC ID: KWCTX33
IC: 2262A-TX33

Aviso 1:



Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC y con la norma RSS-247 de Industry Canada. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) El dispositivo no puede provocar interferencias.
- 2) El dispositivo debe admitir cualquier tipo de interferencia, incluidas las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Aviso 2:

Los cambios o modificaciones realizados en este dispositivo y que no estén expresamente autorizados por Sonova Communications AG pueden anular la autorización de utilización de dispositivo de la FCC.

Aviso 3:

El dispositivo se ha sometido a las pruebas pertinentes para determinar su cumplimiento con los límites de los dispositivos digitales de clase B que se estipulan en el apartado 15 de las normas de la FCC y en la norma ICES-003 de Industry Canada, y las ha superado.

Dichos límites se han diseñado para brindar una protección razonable frente a las interferencias dañinas en un entorno doméstico. Este dispositivo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, en caso de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede ocasionar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. No obstante, no se garantiza que no pueda producir interferencias en una instalación determinada. En caso de que el dispositivo provoque interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se podrá determinar al apagar y encender el dispositivo, se recomienda al usuario que corrija las interferencias. Para ello, es necesario seguir una de las siguientes medidas:

- Cambiar la posición de la antena receptora o volver a orientarla.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a una toma de corriente de un circuito distinto al del receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio y televisión cualificado para obtener ayuda.

Aviso 4:



Cumplimiento de la ley japonesa de radio.
Cumplimiento de la ley comercial. Este dispositivo cumple con la ley japonesa de radio (電波法). Este dispositivo no debe modificarse (de lo contrario, el número de designación otorgado perderá su validez).

Aviso 5:

Declaración de exposición a radiaciones de radiofrecuencia de la FCC/Industry Canada.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiaciones de radiofrecuencia de la FCC establecidos para entornos no controlados. Este transmisor no debe ubicarse en el mismo sitio ni funcionar en combinación con otra antena u otro transmisor.

19. Información y explicación de los símbolos



Mediante el símbolo CE, Sonova Communications AG confirma que este producto cumple la Directiva 2014/53/UE relativa a los equipos radioeléctricos.



Este símbolo indica que es importante que el usuario lea y tenga en cuenta la información pertinente de estas instrucciones de uso.



Indica el fabricante del dispositivo.



Este símbolo indica que es importante que el usuario preste atención a las advertencias pertinentes de estas instrucciones de uso.



Información importante para la manipulación y la seguridad del producto.

Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo se ha diseñado para que funcione sin problemas ni limitaciones si se utiliza como es debido, a menos que se indique lo contrario en estas instrucciones de uso.



Temperatura de transporte y almacenamiento:
De -20° a +60° Celsius.
Temperatura de funcionamiento: de 0 a +40 °C.



Manténgalo seco.



Humedad durante el transporte y el
almacenamiento: <90 % (sin condensación).
Humedad de funcionamiento: <90 %
(sin condensación).



Presión atmosférica: de 500 hPa a 1060 hPa.



Indica el número de serie del fabricante para
poder identificar un dispositivo específico.



Indica la fecha de fabricación.



El embalaje y las instrucciones de uso pueden reciclarse.



Este símbolo en el producto o en su paquete significa que no se debe desechar junto con los demás residuos domésticos. Es responsabilidad suya desechar el equipo separadamente de los residuos municipales. La eliminación correcta de su antiguo dispositivo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y la salud humana. Este producto cuenta con una batería integrada no reemplazable. No intente abrir el producto ni retirar la batería, ya que podría dañar el producto o lesionarse. Póngase en contacto con las instalaciones de reciclaje locales para desechar la batería.



Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



El icono de ilimitado indica que este producto contiene un número ilimitado de receptores Roger para audífonos con RogerDirect.

20. Información de seguridad importante

Lea la información de las páginas siguientes antes de utilizar su dispositivo.

20.1 Advertencias sobre riesgos

- ⚠ Este dispositivo no es adecuado para niños menores de 36 meses. Contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia en los niños si las ingieren. Manténgalas fuera del alcance de los niños, de personas con deterioro cognitivo y de mascotas. En caso de ingestión, consulte inmediatamente a un médico o centro hospitalario.
- ⚠ El dispositivo puede generar campos magnéticos. Deje de utilizar el Roger On si percibe que este afecta al funcionamiento del dispositivo implantable (p. ej., marcapasos, desfibriladores, etc.) y póngase en contacto con su médico o con el fabricante del dispositivo implantable para obtener asesoramiento.
- ⚠ Utilice únicamente audífonos que haya programado su audioprotesista especialmente para usted.

- ⚠ El uso de este dispositivo reducirá el ruido ambiente. Tenga en cuenta que las señales o ruidos de advertencia, como los de los coches, se suprimen parcial o totalmente.
- ⚠ Deseche los componentes eléctricos siguiendo las normativas locales.
- ⚠ No se permite realizar cambios o modificaciones en cualquiera de los dispositivos que no hayan sido aprobados explícitamente por Sonova Communications AG.
- ⚠ Utilice únicamente accesorios aprobados por Sonova Communications AG.
- ⚠ El cargador proporcionado por Sonova Communications AG puede utilizarse para cargar el Roger On a una altitud de hasta 5000 m. Por razones de seguridad, utilice únicamente cargadores suministrados por Sonova Communications AG o cargadores con certificado de cumplimiento de la norma IEC 62368 con una clasificación de 5 V de CC, un mínimo de 500 mA, un máximo de 2000 mA y hasta una altitud de 2000 m.

- ⚠ No utilice el dispositivo en zonas con peligro de explosión (minas o áreas industriales con peligro de explosión, ambientes con abundancia de oxígeno o áreas en las que se manipulen productos anestésicos inflamables) ni en lugares en los que esté prohibido el uso de equipos electrónicos.
- ⚠ Cuando maneje maquinaria, asegúrese de que ninguna de las piezas del dispositivo Roger pueda engancharse en la máquina.
- ⚠ No realice la carga del dispositivo mientras esté en contacto con su cuerpo.
- ⚠ No cubra el dispositivo mientras se esté cargando, p. ej., con un paño, etc.
- ⚠ Este dispositivo funciona en un rango de frecuencia de 2,4 GHz-2,48 GHz. Al viajar en avión, consulte al operador de vuelo si es necesario apagar el dispositivo.
- ⚠ Debido a un posible riesgo eléctrico, solo el personal autorizado puede abrir el producto y sus accesorios.

20.2 Información de seguridad del producto

- ① Proteja los conectores, las clavijas y la fuente de alimentación del dispositivo contra la suciedad y las impurezas.
- ① No utilice una fuerza excesiva cuando conecte los diferentes cables al dispositivo.
- ① Proteja el dispositivo del exceso de humedad (baños o zonas de actividades acuáticas) y de las fuentes de calor (radiadores).
Proteja el dispositivo del exceso de golpes y vibraciones.
- ① Limpie el dispositivo con un paño húmedo. No utilice nunca productos de limpieza de uso doméstico (jabón, detergente, etc.) ni alcohol para limpiarlos. No utilice nunca un microondas ni otros dispositivos emisores de calor para secar el dispositivo.
- ① La radiación de rayos X, las tomografías computerizadas y las resonancias magnéticas pueden afectar de manera negativa al correcto funcionamiento del dispositivo o destruirlo.

- ① Compruebe siempre que el dispositivo y la base de conexión estén secos y limpios.
- ① Si no va a usar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, guárdelo en un lugar seco.
- ① Este equipo no deberá utilizarse situado junto a otro equipo o apilado sobre este, ya que puede provocar un funcionamiento incorrecto. Si debe usarse de esta forma por necesidad, deberán observarse tanto este equipo como los otros para asegurarse de que están funcionando con normalidad.
- ① No coloque los accesorios de carga cerca de una superficie de cocción inductiva. Las estructuras conductoras del interior de los accesorios de carga podrían absorber la energía inductiva y provocar la destrucción térmica.
- ① El dispositivo está protegido contra salpicaduras de agua, pero no es sumergible.
- ① El dispositivo contiene una batería de ion-litio. El dispositivo no puede llevarse en el equipaje facturado, pero puede ir como equipaje de mano.

- ① Si el dispositivo se envía por avión, son vigentes todas las normas y la regulación para un envío seguro de las baterías de ion-litio. Las baterías que se sospecha que pueden ser defectuosas no deben enviarse por transporte aéreo.

- ① El puerto USB del cargador deberá usarse únicamente para el fin descrito.

- ① Si el dispositivo ha sufrido una caída o se ha dañado, si se sobrecalienta, si algún cable o enchufe están dañados o si el dispositivo se ha caído dentro de algún tipo de líquido, deje de usarlo y póngase en contacto con su centro de reparación autorizado.

20.3 Otra información importante

- ① Protéjase los ojos de la luz óptica del cable óptico Toslink cuando esté conectado al dispositivo o a la TV.
- ① Los equipos electrónicos de alta potencia, las instalaciones electrónicas y las estructuras metálicas más grandes pueden afectar y reducir en gran medida el radio de alcance.
- ① El dispositivo recopila y almacena datos técnicos internos. Un audioprotesista puede leer estos datos para comprobar el funcionamiento del dispositivo, así como para ayudar al usuario a utilizar el dispositivo correctamente.
- ① Los dispositivos que se encuentran fuera de la red de trabajo del micrófono no pueden captar la señal digital enviada desde el dispositivo a un receptor conectado.

21. Reparación y garantía

21.1 Garantía local

Consulte los términos de la garantía local con el audioprotesista que le ha vendido los dispositivos.

21.2 Garantía internacional

Phonak concede una garantía internacional limitada de un año válida a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada cubre todos los defectos de fabricación y de materiales. La garantía solo es válida si se muestra el comprobante de compra.

La garantía internacional no afecta a ningún derecho legal que usted pudiera tener bajo la garantía local o la legislación nacional aplicable que rige la venta de bienes de consumo.

21.3 Limitación de la garantía


La garantía no cubre los daños derivados del uso o el cuidado incorrectos del producto, de la exposición a productos químicos, de la inmersión en el agua o de la utilización en condiciones que fueren indebidamente sus funciones. Los daños causados por terceros o centros de servicio técnico no autorizados anulan la garantía. Esta garantía no cubre los servicios prestados por un audioprotesista en su consulta.

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Audioprotesista autorizado
(sello/firma):









Fabricante:

Sonova Communications AG

Herrenschwandweg 4

CH-3280 Murten

Suiza

www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD

