

Phonak RemoteControl

Korisnički priručnik



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Dobrodošli

Čestitamo na odabiru uređaja Phonak RemoteControl.

Pažljivo pročitajte korisnički priručnik kako biste razumjeli i kako biste znali upotrebljavati svoj daljinski upravljač na optimalan način.

Za više informacija o značajkama i prednostima trebate se samo obratiti svom akustičaru za slušna pomagala.



Informacije o kompatibilnosti:

Obratite se vašem akustičaru za slušna pomagala radi provjere kompatibilnosti vašeg slušnog pomagala.

Phonak – life is on
www.phonak.com




Primijenjena CE oznaka: 2020

Sadržaj

1. Opis	6	4. Ponovno postavljanje daljinskog upravljača Phonak RemoteControl	13
2. Uporaba daljinskog upravljača Phonak RemoteControl	7	5. Otklanjanje poteškoća	14
2.1. Aktiviranje daljinskog upravljača Phonak RemoteControl	7	6. Informacije o sukladnosti	16
2.2. Uključivanje / isključivanje	7	7. Informacije i opis simbola	24
2.3. Objašnjenje svjetla indikatora	7	8. Važne informacije o sigurnosti	28
2.4. Uparivanje daljinskog upravljača Phonak RemoteControl sa slušnim pomagalicama	8	8.1. Upozorenja o opasnosti	28
2.5. Promjena glasnoće slušnog pomagala	10	8.2. Informacije o sigurnosti proizvoda	31
2.6. Promjena programa slušnog pomagala	10	8.3. Druge važne informacije	33
3. Umetanje nove baterije	11	9. Čuvanje i održavanje	34
3.1. Otvorite odjeljak za bateriju	11	10. Servis i jamstvo	35
3.2. Uklonite bateriju iz odjeljka za bateriju	11	10.1. Lokalno jamstvo	35
3.3. Umetnite novu bateriju	11	10.2. Međunarodno jamstvo	35
3.4. Zatvorite odjeljak za bateriju	12	10.3. Ograničenje jamstva	36

1. Opis


Phonak RemoteControl omogućuje vam da mijenjate programe i prilagodite glasnoću slušnog pomagala.



2. Uporaba daljinskog upravljača Phonak RemoteControl


2.1. Aktiviranje daljinskog upravljača Phonak RemoteControl

Izvucite zaštitnu pločicu baterije kako biste aktivirali svoj daljinski upravljač Phonak RemoteControl.



2.2. Uključivanje / isključivanje

Upotrebljavajte kliznik za uključivanje ili isključivanje.



2.3. Objašnjenje svjetla indikatora

Postojano crveno na 3 sekunde		Uključen, spreman za uporabu
Trepereće plavo		Način uparivanja
Postojano zeleno na 5 sekundi		Uparivanje uspješno
Postojano crveno na 5 sekundi		Uparivanje neuspješno
Postojano crveno na 1 sekundu		Potvrda pritiska gumba na pritisak
Postojana narančasta		Upozorenje baterije
Postojano crvena		Općenita pogreška na uređaju
Postojano crveno na 3 sekunde		Ponovno postavljanje uspješno


2.4. Uparivanje daljinskog upravljača Phonak RemoteControl sa slušnim pomagalicima

Da biste Phonak RemoteControl upotrebljavali sa svojim slušnim pomagalicima, uparite ih prema sljedećim uputama.

❶ Za neometano uparivanje trebate se nalaziti u području sa što je manje moguće drugih aktivnih Bluetooth uređaja.

❶ Potrebno je samo jednom izvesti postupak uparivanja sa slušnim pomagalicima. Nakon početnog uparivanja vaš će se daljinski upravljač Phonak RemoteControl automatski povezati s vašim slušnim pomagalicima.

1. Isključite slušna pomagala pa ih ponovno uključite. Time će prijeći u način uparivanja u trajanju do 3 minute. Postavite ih na površinu tako da budu najviše 15 cm udaljeni od uređaja Phonak RemoteControl.
2. Provjerite je li vaš Phonak RemoteControl isključen.
3. Uključite Phonak RemoteControl dok držite pritisnutom tipku „+“ za pojačavanje glasnoće na uređaju.



4. Kada svjetlosni indikator počne treperiti u plavoj boji, otpustite tipku „+“ za pojačavanje glasnoće. To znači da je Phonak RemoteControl sada u načinu uparivanja.
5. Phonak RemoteControl i vaša slušna pomagala sada će se automatski upariti.
6. Nakon uspješnog uparivanja svjetlosni indikator 5 sekundi svijetli u postojano zelenoj boji. Sada možete upotrebljavati svoj daljinski upravljač Phonak RemoteControl.

❶ Ako svjetlosni indikator ponovno počne treperiti u plavoj boji, a upotrebljavate dva slušna pomagala: Phonak RemoteControl i dalje je u načinu uparivanja i pokušava se upariti s vašim drugim slušnim pomagalom. Nakon uspješnog uparivanja svjetlosni indikator 5 sekundi svijetli u postojano zelenoj boji. Sada možete upotrebljavati svoj daljinski upravljač Phonak RemoteControl.

❶ Ako svjetlosni indikator ponovno počne treperiti u plavoj boji, a upotrebljavate samo jedno slušno pomagalo: pritisnite tipku „-“ za smanjivanje glasnoće na uređaju Phonak RemoteControl kako biste ručno izašli iz načina uparivanja.

❶ Ako uparivanje ne uspije, potražite moguće rješenje pod „Otklanjanje poteškoća“ (5. poglavlje).

2.5. Promjena glasnoće slušnog pomagala

Pritisnite „+“ za povećanje glasnoće


Pritisnite „-“ za smanjenje glasnoće



2.6. Promjena programa slušnog pomagala

Svakim pritiskom gumba programa vaša se slušna pomagala prebacuju na sljedeći dostupni program.

Pritisnite za promjenu programa slušnog pomagala




❶ Slušna pomagala mogu se oglasiti zvučnim signalom za potvrdu izbora, ovisno o konfiguraciji slušnih pomagala.

❶ Promjene se istovremeno primjenjuju na oba slušna pomagala.


❶ Ako su vam potrebne informacije o vašim osobnim postavkama, obratite se svom akustičaru za slušna pomagala radi ispisa uputa za daljinski upravljač Phonak RemoteControl.

3. Umetanje nove baterije


3.1. Otvorite odjeljak za bateriju



3.2. Uklonite bateriju iz odjeljka za bateriju




3.3. Umetnite novu bateriju



❶ Za daljinski upravljač Phonak RemoteControl potrebna je litijaska gumbasta baterija (CR2032)

3.4. Zatvorite odjeljak za bateriju



- ❗ Držite baterije izvan dohvata djece, mentalno hendikepiranih ljudi ili kućnih ljubimaca.
- Ovaj uređaj sadržava litijsku gumbastu bateriju. Te su baterije vrlo opasne u slučaju gutanja. Njihovo gutanje može prouzrokovati opasne ozljede u samo 2 sata ili smrt zbog kemijskih opekлина i moguće perforacije jednjaka.
 - Ako mislite da je progutana baterija, odmah se bez odgode obratite liječniku!
 - Nakon zamjene baterije provjerite je li pretinac za baterije na uređaju čvrsto zatvoren. Nemojte ostavljati praznu bateriju bez nadzora i odmah je odložite na sigurnom mjestu. Prazne baterije također mogu biti opasne.

4. Ponovno postavljanje daljinskog upravljača Phonak RemoteControl

❗ Ponovnim postavljanjem daljinskog upravljača Phonak RemoteControl uklonit će se uparivanje s vašim slušnim pomagalicama.

Pritisnite gumb „+“ za povećanje glasnoće i gumb za promjenu programa na dulje od 10 sekundi.

5. Otklanjanje poteškoća

Problem

Uparivanje sa slušnim pomagalicama nije uspjelo

Svjetlo indikatora ne svijetli iako je gumb pritisnut

Slušna pomagala ne reagiraju na naredbe s daljinskog upravljača

RemoteControl

Svjetlo indikatora je postojano crveno

Uzroci

Aktivni Bluetooth uređaji možda uzrokuju smetnje

Daljinski upravljač je isključen

Baterija je prazna

Slušna su pomagala isključena

Slušna pomagala nisu uparena s daljinskim upravljačem

RemoteControl

Daljinski upravljač je isključen

Baterija je prazna

Općenita pogreška na uređaju

Što učiniti

Premjestite se u područje sa što je manje moguće aktivnih Bluetooth uređaja pa pokušajte ponovno (poglavlje 2.4)

Uključite daljinski upravljač (poglavlje 2.2.)

Zamijenite bateriju (poglavlje 3.)

Uključite svoja slušna pomagala (pogledajte korisnički priručnik za slušna pomagala)

Uparite ih s daljinskim upravljačem RemoteControl (poglavlje 2.4.)

Uključite daljinski upravljač (poglavlje 2.2.)

Zamijenite bateriju (poglavlje 3.)

Ponovno postavite daljinski upravljač RemoteControl (poglavlje 4.) i uparite slušna pomagala (poglavlje 2.4.)

❗ Ako se problem nastavi, obratite se akustičaru za slušna pomagala za pomoć.

6. Informacije o sukladnosti

Izjava o sukladnosti

Phonak AG izjavljuje da ovaj proizvod društva Phonak ispunjava temeljne zahtjeve Direktive (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima te Direktive 2014/53/EU o radijskoj opremi. Cijeli tekst izjave o sukladnosti za područje EU-a moguće je dobiti od proizvođača ili lokalnog predstavnika tvrtke Phonak, čiju adresu možete pronaći u popisu na internetskoj stranici www.phonak.com/en-int/certificates (predstavništva tvrtke Phonak u cijelom svijetu).

Australija / Novi Zeland:



R-NZ

Označava sukladnost uređaja s važećim regulatornim rješenjima odjela Upravljanje radio spektrom (eng. Radio Spectrum Management, RSM) i Australске uprave za komunikacije i medije (eng. Australian Communications and Media Authority, ACMA) vezanima uz zakonitu prodaju na Novom Zelandu i u Australiji. Oznaka sukladnosti R-NZ odnosi se na radijske proizvode koji su dostupni na novozelandskom tržištu pod razinom sukladnosti A1.

Sljedeći je model certificiran pod:

Phonak RemoteControl

SAD FCC ID: KWC-RC1

Kanada IC: 2262A-RC1

Napomena 1.:

Uređaj je sukladan s člankom 15. pravilnika FCC te s normom RSS-210 Ministarstva industrije Kanade.

Rad uređaja ovisi o sljedećima dvama uvjetima:

- 1) uređaj ne smije izazivati štetne smetnje i
- 2) uređaj mora funkcionirati unatoč smetnjama u okruženju, pa i onima koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Napomena 2.:

Promjene i izmjene daljinskog upravljača RemoteControl koje nije izričito odobrilo društvo Phonak mogu poništiti odobrenje FCC-a za rukovanje uređajem.

Napomena 3.:

Ispitivanjem je utvrđeno da je uređaj usklađen s ograničenjima za digitalne uređaje klase B sukladno članku 15. pravilnika FCC te propisu ICES-003 Ministarstva industrije Kanade. Namjena je tih ograničenja uvesti razumnu zaštitu od štetnih smetnji u instalaciji u stambenim prostorima. Uređaj stvara, upotrebljava i može odašiljati radiofrekvencijsku energiju i ako se ne instalira ili ne upotrebljava prema uputama, može prouzročiti štetne smetnje u radijskoj komunikaciji.

Međutim, nije moguće jamčiti da u određenim instalacijama neće doći do smetnji. Ako uređaj prouzroči štetne smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu, a to se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da smetnje pokuša otkloniti s pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- preusmjeravanjem ili premještanjem prijamne antene
- povećanjem razmaka između uređaja i prijarnika
- spajanjem uređaja u utičnicu koja se ne nalazi u istom strujnom krugu kao i ona u koju je priključen prijarnik
- savjetovanjem s prodavačem ili iskusnim radijskim/TV tehničarom.

Napomena 4.:

Sukladnost s japanskim Zakonom o radiju i japanskim Poslovnim pravom o telekomunikaciji

Ovaj uređaj odobren je u skladu s japanskim Zakonom o radiju (電波法) i japanskim Poslovnim pravom o telekomunikaciji (電気通信事業法). Ovaj uređaj se ne smije mijenjati (u suprotnom će dodijeljeni broj oznake postati nevažeći).



R 018-190129

Radijske informacije vašeg bežičnog uređaja

Vrsta antene	Monopolna antena
Radna frekvencija	2,4 GHz – 2,48 GHz
Modulacija	GFSK
Snaga zračenja	< 2,8 mW
Bluetooth®	
Raspon	~ 1 m
Bluetooth	4.2
Podržani profili	BLE (GATT)

Uskladenost s normama za emisije i otpornost

Norme za emisije	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 55011:2009+A1
	CISPR11:2009/AMD1:2010
	CISPR22:1997
	CISPR32:2012
	ISO 7637-2:2011
	CISPR25:2016
	EN 55025:2017

Norme za otpornost	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 61000-4-2:2009
	IEC 61000-4-2:2008
	EN 61000-4-3:2006+A1+A2
	IEC 61000-4-3:2006+A1+A2
	EN 61000-4-4:2012
	IEC 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014
	IEC 61000-4-5:2014
	EN 61000-4-6:2014
	IEC 61000-4-6:2013
	EN 61000-4-8:2010
	IEC 61000-4-8:2009
	EN 61000-4-11:2004
	IEC 61000-4-11:2004
	IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005
	ISO 7637-2:2011

Svaki ozbiljan štetni događaj do kojeg dođe u vezi s uređajem potrebno je prijaviti predstavniku proizvođača i nadležnom tijelu države rezidentnosti. Ozbiljan štetni događaj opisuje se kao svaki štetni događaj koji je izravno ili neizravno uzrokovao, ili postoji mogućnost da je uzrokovao ili da će uzrokovati, sljedeće:

- smrt pacijenta, korisnika ili druge osobe
- privremeno ili trajno ozbiljno pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta, korisnika ili druge osobe
- ozbiljnu prijetnju za javno zdravlje.

Da biste prijavili neočekivani rad ili događaj, obratite se proizvođaču ili predstavniku.

Pažljivim i redovitim održavanjem uređaja RemoteControl tvrtke Phonak pridonosite izvrsnim performansama i dugotrajnosti vijeka trajanja uređaja. Kako bi osigurala dugi vijek trajanja uređaja, tvrtka Sonova AG predviđela je minimalno petogodišnje razdoblje servisiranja nakon ukidanja dotičnog proizvoda.

Za više informacija u vezi sa značajkama, prednostima, postavljanjem, uporabom i održavanjem ili popravkom svojih dodataka obratite se svojem akustičaru za slušna pomagala ili predstavniku proizvođača.

Dodatne informacije potražite u tehničkom listu svojeg proizvoda.

Za sve informacije o uslugama popravka dodataka slušnog pomagala obratite se svojem akustičaru za slušna pomagala.

Namjena: Namjena daljinskog upravljača Phonak RemoteControl je omogućiti mijenjanje programa i glasnoće vašeg slušnog pomagala.

Indikacija: Uključuju oštećenje sluha i individualno podešena slušna pomagala kompatibilna s daljinskim upravljačem Phonak RemoteControl.

Kontraindikacije: nema

Ciljana populacija: Ciljana grupa su ljudi s oštećenjem sluha koji nose kompatibilna slušna pomagala Phonak. Nema ograničenja u pogledu razine oštećenja sluha.

Uređaj RemoteControl tvrtke Phonak prikladan je za kućnu zdravstvenu njegu i zbog svoje se prenosivosti može upotrebljavati u profesionalnim zdravstvenim ustanovama poput liječničkih ordinacija, stomatoloških ordinacija i sl.

7. Informacije i opis simbola



Simbolom CE tvrtka Sonova AG potvrđuje da ovaj proizvod – uključujući dodatke – ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Direktive 2014/53/EU o radijskoj opremi. Brojevi nakon simbola CE označavaju šifru certificiranih ustanova koje su potvrdile sukladnost s navedenim direktivama.



Ovaj simbol označava da proizvodi opisani u ovim korisničkim uputama zadovoljavaju zahtjeve za primijenjeni dio tipa B prema normi EN 60601-1. Površina slušnog pomagala klasificirana je kao primijenjeni dio tipa B.



Označava proizvođača medicinskog proizvoda sukladno definiciji iz Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima.



Označava datum proizvodnje medicinskog proizvoda



Označava ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji. EU REP također se odnosi na uvoznika u Europsku uniju.



Ovaj simbol označava da korisnik mora pročitati važne informacije u korisničkim priručnicima i da ih se mora pridržavati.



Ovaj simbol označava da korisnik mora obratiti pozornost na relevantna upozorenja u ovim korisničkim priručnicima.



Ovaj simbol označava da korisnik mora obratiti pozornost na relevantna upozorenja koja se odnose na baterije u ovim korisničkim priručnicima.



Važne informacije o rukovanju proizvodima i njihovoj sigurnosti.



Ovaj simbol označava da korisnik mora pročitati važne informacije u ovom korisničkom priručniku te ih se pridržavati.



Ovaj simbol označava da su elektromagnetske smetnje uređaja unutar granica koje odobrava američki Federal Communications Commission (Savezna komisija za komunikacije).



Verbalni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba takvih oznaka od strane tvrtke Sonova AG u skladu je s licencijom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.



Japanska oznaka za certificiranu radijsku opremu.



Označava serijski broj proizvođača tako da je moguće identificirati pojedinačne medicinske proizvode.



Označava da je proizvod medicinski proizvod.



Označava katalogski broj proizvođača tako da je moguće identificirati medicinski uređaj.



Temperatura tijekom prijevoza i skladištenja: -20° do +60° C (-4° do +140° F).
Radna temperatura: 0° do +40° C (+32° do +104° F).



Vlaga tijekom skladištenja: 0 % do 70 %, ako se ne upotrebljava.



Atmosferski tlak tijekom rada, transporta i skladištenja: od 500 hPa do 1060 hPa



Držite na suhom tijekom prijevoza.



Simbol prekržiene kante za smeće označava da se slušno pomagalo i punjač ne smiju baciti u otpad kao običan kućanski otpad. Stara i neiskorištena slušna pomagala i punjače odložite na mjestima namijenjenima za odlaganje elektroničkog otpada ili ih predajte akustičaru za slušna pomagala radi odlaganja u otpad. Pravilno odlaganje u otpad pridonosi zaštiti okoliša i zdravlja.

8. Važne informacije o sigurnosti

Prije uporabe uređaja pročitajte informacije na stranicama u nastavku.

8.1. Upozorenja o opasnosti

- ⚠️ Vaš uređaj radi u rasponu frekvencije 2,4 GHz – 2,48 GHz. Kada letite, provjerite traži li zrakoplovna kompanija da uređaji budu isključeni.
- ⚠️ Držite ovaj uređaj izvan dohvata djece mlađe od 3 godine i mentalno hendikepiranih ljudi ili kućnih ljubimaca.
- ⚠️ Za ovaj daljinski upravljač koristi se digitalno kodirani prijenos male snage za komunikaciju s vašim slušnim sustavom. Iako su izgledi za to mali, moguća je pojava smetnji s medicinskim uređajima (npr. elektrostimulatori srca, defibrilatori itd.). Stoga korisnici ne smiju držati ovaj daljinski upravljač u ili u blizini džepa na prsima.
- ⚠️ Promjene ili izmjene uređaja koje nije izričito odobrilo društvo Sonova nisu dopuštene. Takve promjene mogu oštetiti vaš uređaj.

- ⚠️ Ako dođe do problema koji se ne mogu riješiti slijedeći smjernice u odjeljku za otklanjanje poteškoća u ovom korisničkom priručniku, obratite se svom akustičaru za slušna pomagala.
- ⚠️ Ovaj uređaj nije namijenjen djeci mlađoj od 36 mjeseci. Djeca i pojedinci s kognitivnim oštećenjem trebaju upotrebljavati ovaj uređaj pod stalnim nadzorom radi osiguravanja njihove sigurnosti. To je mali uređaj koji sadrži sitne dijelove. Ne ostavljajte djecu i pojedince s kognitivnim oštećenjem koji nose ovaj uređaj bez nadzora. Dođe li do gutanja, smjesta kontaktirajte liječnika ili bolnicu jer uređaj ili njegovi dijelovi mogu uzrokovati gušenje!
- ⚠️ Izbjegavajte uporabu ove opreme u blizini druge opreme ili slaganje zajedno s drugom opremom jer može doći do neispravnog rada. Ako je takva uporaba potrebna, ovu i drugu opremu treba nadzirati kako bi se potvrdilo da radi normalno.
- ⚠️ Ako uređaj ne upotrebljavate tijekom duljeg razdoblja, izvadite bateriju.

 Nemojte upotrebljavati uređaj u područjima s eksplozivima (zapaljivi anestetici, rudnici ili industrijska područja gdje postoji opasnost od eksplozija), područjima bogatim kisikom ili u područjima gdje je zabranjena uporaba elektroničke opreme.

 Uporaba dodataka, pretvarača i kabela, osim onih koji su navedeni ili koje isporučuje proizvođač te opreme, može dovesti do povećane elektromagnetske emisije ili smanjene elektromagnetske otpornosti ove opreme te može doći do neispravnog rada.

 Prijenosnu opremu za komunikaciju putem radijske frekvencije (RF) (uključujući perifernu opremu poput kabela antena i vanjskih antena) ne bi trebalo upotrebljavati na udaljenosti manjoj od 30 cm (12 inča) od bilo kojeg dijela uređaja RemoteControl tvrtke Phonak, uključujući kabele koje određuje proizvođač. U suprotnom može doći do smanjenja performansi ove opreme.

 **UPOZORENJE:** baterije uređaja su opasne i mogu uzrokovati teške ozljede ako se progutaju ili stave u bilo koji dio tijela, neovisno o tome je li baterija upotrijebljena ili nova! Držite izvan dohvata djece, osoba s kognitivnim oštećenjem ili kućnih ljubimaca. Ako mislite da je baterija progutana ili da je stavljena u bilo koji dio tijela, odmah se bez odgode obratite liječniku!

8.2. Informacije o sigurnosti proizvoda

- ① Zaštitite uređaj od prekomjerne vlage (kupanje, plivanje), topline (radijator, ploča s instrumentima automobila) ili izravnog kontakta s kožom tijekom znojenja (tjelovježba, fitness, sportske aktivnosti).
- ① Nemojte ispustiti uređaj na pod. Padom na tvrdu površinu vaš se uređaj može oštetiti.

- ❶ Posebni medicinski ili stomatološki pregledi, uključujući zračenje opisano u nastavku, mogu negativno utjecati na ispravno funkcioniranje vašeg uređaja. Uklonite ga i čuvajte izvan prostorije/područja za preglede prije obavljanja:
 - medicinskog ili stomatološkog pregleda rendgenskim zrakama (kao i snimanje CT-om)
 - medicinskog pregleda s MR/NMR snimanjem koje stvara magnetska polja.
- ❶ Zaštitite otvore i utor za bateriju uređaja od prašine i nečistoća.
- ❶ Digitalno kodirana tehnologija prijenosa koja se koristi u ovome uređaju iznimno je pouzdana i gotovo da ne dolazi do smetnji uzrokovanih drugim uređajima. Međutim, treba imati na umu da u slučaju rukovanja slušnim sustavom u blizini računalne opreme, velikih elektroničkih instalacija ili drugih snažnih elektromagnetskih polja može biti potrebna udaljenost od najmanje 60 cm (24") od uređaja koji uzrokuje smetnje kako bi se osigurao ispravan rad.

- ❶ Držite uređaj na udaljenosti od najmanje 10 cm od svih vrsta magneta.
- ❶ Kada ne upotrebljavate uređaj, isključite ga i držite ga na sigurnom mjestu.
- ❶ Uređaj nemojte upotrebljavati na mjestima na kojima je zabranjena uporaba elektroničke opreme.

8.3. Druge važne informacije

- ❶ Elektronička oprema, velike elektroničke instalacije i metalne strukture velike snage mogu negativno utjecati na i značajno smanjiti radni raspon.
- ❶ Ako slušna pomagala ne reagiraju na uređaj zbog neobičnih smetnji polja, udaljite se od polja koje uzrokuje smetnje.

9. Čuvanje i održavanje

Čišćenje uređaja

Za čišćenje upotrijebite krpicu koja ne ispušta vlakna. Preporučuje se čišćenje bez vode. Po potrebi se površina može očistiti blagom sapunicom. Međutim, krpica treba biti vlažna te s nje ne smije kapati voda kako vlaga ne bi ušla u uređaj. Nemojte upotrebljavati agresivna sredstva kao što su otapala ili razrjeđivači za boje jer mogu oštetiti površinu.

10. Servis i jamstvo

10.1. Lokalno jamstvo

Informacije o uvjetima lokalnog jamstva u državi u kojoj ste kupili uređaje zatražite od akustičara za slušna pomagala.

10.2. Međunarodno jamstvo

Sonova nudi ograničeno jednogodišnje međunarodno jamstvo koje vrijedi od datuma kupnje. To ograničeno jamstvo obuhvaća pogreške u proizvodnji i oštećenja materijala. Jamstvo je valjano samo ako se pokaže dokaz kupnje.

Međunarodno jamstvo ne narušava nikakva zakonska prava koja možda imate prema jamstvu u državi u kojoj ste kupili uređaj ili primjenjivim nacionalnim zakonima o prodaji potrošačkih dobara.

10.3. Ograničenje jamstva

Ovo jamstvo ne obuhvaća oštećenja nastala zbog pogrešnog rukovanja ili održavanja, izloženosti kemikalijama ili nepotrebne primjene sile. U slučaju oštećenja koja su uzrokovale treće strane ili neovlašteno servisiranje, jamstvo ne vrijedi i poništava se. Ovo jamstvo ne obuhvaća usluge stručnjaka za slušna pomagala u njihovoj ordinaciji.

Serijski broj: _____

Datum kupnje: _____

Ovlašteni stručnjak za slušna pomagala (žig/potpis):

Napomene

Napomene

[illegible]

Napomene

Vaš stručnjak za slušna pomagala:



Sonova Deutschland GmbH

Max-Eyth-Strasse 20

70736 Fellbach-Oeffingen

Njemačka



Proizvođač:

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Švicarska

www.phonak.com

029-0856-15N/3.00/2025-08/NLG © 2020-2025 Sonova AG All rights reserved