

Phonak RemoteControl

Naudojimo instrukcija



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Naudotojo pasveikinimas

Sveikiname pasirinkus „Phonak RemoteControl“.

Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, kad susipažintumėte su nuotolinio valdymo pultu ir galėtumėte naudotis visomis jo funkcinėmis galimybėmis.

Daugiau informacijos apie funkcijas ir pranašumus teiraukitės klausos protezavimo specialisto.



Suderinamumo informacija:
dėl klausos aparato suderinamumo pasikonsultuokite
su klausos protezavimo specialistu.

Phonak – life is on
www.phonak.com




Žymima CE ženklų: 2020

Turinys

1. Aprašymas	6	6. Atitikties informacija	16
2. „Phonak RemoteControl“ naudojimas	7	7. Informacija apie simbolius ir jų aprašymas	24
2.1 „Phonak RemoteControl“ aktyvinimas	7	8. Svarbi saugos informacija	28
2.2 Įjungimas/išjungimas	7	8.1. Perspėjimai apie pavojus	28
2.3 Indikatoriaus lempučių reikšmės	7	8.2. Prietaiso saugos informacija	31
2.4 „Phonak RemoteControl“ susiejimas su klausos aparatais	8	8.3. Kita svarbi informacija	33
2.5 Klausos aparato garsumo keitimas	10	9. Priežiūra	34
2.6 Klausos aparato programos keitimas	10	10. Techninė priežiūra ir garantija	35
3. Naujo elemento įdėjimas	11	10.1 Vietinė garantija	35
3.1 Elemento skyrelio atidarymas	11	10.2 Tarptautinė garantija	35
3.2 Elemento išėmimas iš elemento skyrelio	11	10.3 Garantijos apribojimai	36
3.3 Naujo elemento įdėjimas	11		
3.4 Elemento skyrelio uždarymas	12		
4. „Phonak RemoteControl“ nustatymas iš naujo	13		
5. Nesklandumų šalinimas	14		

1. Aprašymas


Naudodami „Phonak RemoteControl“ galite keisti klausos aparato programas ir garsumą.



2. „Phonak RemoteControl“ naudojimas


2.1 „Phonak RemoteControl“ aktyvinimas

Ištraukite elemento apsauginį skirtuką, kad suaktyvintumėte savo „Phonak RemoteControl“.



2.2 Įjungimas/išjungimas

Slankikliu įjunkite arba išjunkite.



2.3 Indikatoriaus lempučių reikšmės

3 sek. nepertraukiamai šviečia žalia lemputė		Įjungta, parengta naudoti
Mirksi mėlyna lemputė		Siejimo režimas
5 sek. nepertraukiamai šviečia žalia lemputė		Sėkmingai susieta
5 sek. nepertraukiamai šviečia raudona lemputė		Nepavyko susieti
1 sek. nepertraukiamai šviečia žalia lemputė		Mygtuko paspaudimo patvirtinimas
Nepertraukiamai šviečia oranžinė lemputė		Įspėjimas dėl elemento
Nepertraukiamai šviečia raudona lemputė		Bendra prietaiso klaida
3 sek. nepertraukiamai šviečia žalia lemputė		Sėkmingai nustatyta iš naujo


2.4 „Phonak RemoteControl“ susiejimas su klausos aparatais

Norėdami naudoti „Phonak RemoteControl“ su savo klausos aparatais, sujunkite juos vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis.

① Norėdami užtikrinti optimalų susiejimą, įsitikinkite, kad esate vietoje, kurioje yra kuo mažiau kitų aktyvių „Bluetooth“ įrenginių.

② Susiejimo su klausos aparatais procedūrą reikia atlikti tik vieną kartą. Atlikus vidinį susiejimą jūsų „Phonak RemoteControl“ bus automatiškai susietas su klausos aparatais.

1. Išjunkite savo klausos aparatus, tada vėl juos įjunkite. Tai perjungs juos į susiejimo režimą 3 minutėms. Padėkite juos ant paviršiaus taip, kad jie būtų ne toliau kaip 15 cm nuo „Phonak RemoteControl“.
2. Įsitikinkite, kad „Phonak RemoteControl“ yra išjungtas.
3. Paspauskite ir laikydami nuspaudę garsumo didinimo mygtuką „+“, esantį ant „Phonak RemoteControl“, įjunkite jį.



4. Kai šviesos indikatorius pradės mirksėti mėlyna spalva, atleiskite garsumo didinimo mygtuką „+“. Tai reiškia, kad „Phonak RemoteControl“ dabar veikia susiejimo režimu.
5. Dabar „Phonak RemoteControl“ ir jūsų klausos aparatai bus susieti automatiškai.
6. Sėkmingai susiejus, šviesos indikatorius 5 sekundes šviečia žalia spalva. Dabar galite naudoti „Phonak RemoteControl“.

① Jei šviesos indikatorius vėl pradeda mirksėti mėlyna spalva ir jūs naudojate du klausos aparatus: „Phonak RemoteControl“ vis dar veikia susiejimo režimu ir bando susieti su antruoju klausos aparatu. Sėkmingai susiejus, šviesos indikatorius 5 sekundes šviečia žalia spalva. Dabar galite naudoti „Phonak RemoteControl“.

① Jei šviesos indikatorius vėl pradeda mirksėti mėlyna spalva ir naudojate tik vieną klausos aparatą: paspauskite garsumo mažinimo mygtuką, esantį ant „Phonak RemoteControl“, kad rankiniu būdu išjungtumėte susiejimo režimą.

① Jei susieti nepavyksta, ieškokite galimo sprendimo skyriuje „Trikčių šalinimas“ (5 skyrius).


2.5 Klausos aparato garsumo keitimas

Paspauskite +, kad padidintumėte garsumą.

Paspauskite –, kad sumažintumėte garsumą.



2.6 Klausos aparato programų keitimas



Kaskart paspausdami programų mygtuką, įjungsite kitą klausos aparato programą.

Paspauskite, jei norite pakeisti klausos aparato programą


① Klausos aparato pyptelėjimu patvirtinamas pasirinkimas, atsižvelgiant į klausos aparato konfigūraciją.

① Pakeitimai pritaikomi iš karto abiem klausos aparatams.


① Jei reikia informacijos apie asmeninius nustatymus, paprašykite klausos protezavimo specialisto išspausdinti „Phonak RemoteControl“ instrukcijas.

3. Naujo elemento įdėjimas


3.1 Elemento skyrelio atidarymas



3.2 Elemento išėmimas iš elemento skyrelio




3.3 Naujo elemento įdėjimas



① „Phonak RemoteControl“ reikalingas ličio mikroelementas (CR2032)

3.4 Elemento skyrelio uždarymas



❗ Laikykite elementus vaikams, proto negalią turintiems žmonėms ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

- Šiame prietaise naudojamas ličio mikroelementas. Prarijus, tokie elementai yra labai pavojingi. Juos prarijus, mažiau nei per 2 valandas galima sunkiai susižaloti arba mirti dėl cheminių nudegimų ir galimo stemplės pažeidimo.
- Jei įtariate, kad galėjote praryti elementą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
- Pakeitę elementą įsitikinkite, kad prietaiso elemento skyrelis yra gerai uždarytas. Nepalikite išnaudoto elemento be priežiūros ir nedelsdami padėkite jį į saugią vietą. Išnaudoti elementai vis tiek gali būti pavojingi.

4. „Phonak RemoteControl“ nustatymas iš naujo

❗ Nustatydami iš naujo „Phonak RemoteControl“ panaikinsite klausos aparatų susiejimą.

Ilgiau nei 10 sek. palaikykite nuspaudę garsumo didinimo mygtuką „+“ ir programos keitimo mygtuką.

5. Nesklandumų šalinimas

Problema

Sąsaja su klausos aparatais nesėkminga

Paspaudus mygtuką nešviečia indikatoriaus lemputė

Klausos aparatai nereaguoja į „RemoteControl“ komandas

Nepertraukiamai šviečia raudonas indikatorius

Priežastys

Aktyvūs „Bluetooth“ įrenginiai gali sukelti trukdžius

Nuotolinio valdymo pultas išjungtas

Elementas išsikrovęs

Klausos aparatai išjungti

Klausos aparatai nesusieti su „RemoteControl“

Nuotolinio valdymo pultas išjungtas

Elementas išsikrovęs

Bendra prietaiso klaida

Ką daryti

Pereikite į vietą, kurioje yra kuo mažiau aktyvių „Bluetooth“ įrenginių, ir bandykite dar kartą (2.4 skyrius).

Ijunkite nuotolinio valdymo pultą (2.2 skyrius)

Pakeiskite elementą (3 skyrius)

Ijunkite klausos aparatus (žr. klausos aparato naudojimo instrukciją)

Susiekite su „RemoteControl“ (2.4. skyrius)

Ijunkite nuotolinio valdymo pultą (2.2 skyrius)

Pakeiskite elementą (3 skyrius)

Iš naujo nustatykite „RemoteControl“ (4 skyrius) ir susiekite klausos aparatus (2.4 skyrius)

① Jeigu problema išlieka, kreipkitės pagalbos į savo klausos protezavimo specialistą.

6. Atitikties informacija

Atitikties deklaracija

„Phonak AG“ pareiškia, kad šis „Phonak“ gaminys atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 pagrindinius reikalavimus ir Radijo įrenginių direktyvą 2014/53/ES. Visą šios ES atitikties deklaracijos tekstą galima gauti iš gamintojo arba „Phonak“ vietos atstovo. Jo adresą galima rasti svetainėje www.phonak.com/en-int/certificates pateiktame sąraše („Phonak“ atstovai pasaulyje).

Australija / Naujoji Zelandija



R-NZ

Nurodo, kad šis prietaisas atitinka taikomus radijo bangų spektro valdymo (RSM) ir Australijos Ryšių ir žiniasklaidos tarnybos (ACMA) reguliuojamąsias nuostatas, taikomas teisėtam pardavimui Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje. Atitikties etiketė R-NZ naudojama radijo gaminiams, kurie tiekiami Naujosios Zelandijos rinkai pagal atitikties lygį A1.

Šis modelis sertifikuotas pagal:

Phonak RemoteControl

JAV FCC ID: KWC-RC1

Kanada IC: 2262A-RC1

1 pastaba

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir „Industry Canada RSS-210“. Jis privalo atitikti šias dvi veikimo sąlygas:

- 1) šis prietaisas nesukelia žalingų trikdžių;
- 2) šio prietaiso veikimo neturi trikdyti jokie trikdžiai, taip pat tie, dėl kurių prietaisas pradeda blogai veikti.

2 pastaba

Jei „RemoteControl“ buvo kaip nors pakeistas ar modifikuotas, neatsižvelgiant į tai, ar „Phonak“ yra patvirtinusi, kad atlikti pakeitimai galimi, FCC gali nebeleisti šio prietaiso naudoti.

3 pastaba

Šis prietaisas išbandytas ir atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį ir „Industry Canada ICES-003“. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą nuo žalingų trikdžių, prietaisą sumontavus gyvenamosiose patalpose. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, o montuojamas ir naudojamas nesilaikant nurodymų gali sukelti žalingus radijo ryšių trikdžius. Vis dėlto nėra garantijos, kad, sumontavus prietaisą tam tikroje aplinkoje, trikdžių neatsiras. Jei šis prietaisas vis dėlto sukelia žalingus trikdžius radijo ar televizijos ryšiams (tai galima nustatyti prietaisą išjungiant ir įjungiant), naudotojui rekomenduojama pabandyti juos pašalinti vienu iš toliau nurodytų būdų:

- Pakeiskite imtuvo antenos kryptį ar vietą.
- Padidinkite atstumą tarp šio prietaiso ir imtuvo.
- Įjunkite prietaisą į kištukinį lizdą, kuris yra kitoje elektros grandinėje, o ne toje pat, į kurią įjungtas imtuvas.
- Jei reikia pagalbos, pasikonsultuokite su prekybos agentu ar patyrusiu radijo (TV) aparatų techniku.

4 pastaba

Atitiktis Japonijos radijo įstatymui ir Japonijos telekomunikacijų verslo įstatymui

Patvirtinta, kad šis prietaisas atitinka Japonijos radijo įstatymą (電波法) ir Japonijos telekomunikacijų verslo įstatymą (電気通信事業法). Šio prietaiso negalima modifikuoti, nes suteiktas žymimasis numeris nustos galioti.



R 018-190129

Belaidžio prietaiso radijo informacija

Antenos tipas	Monopolio antena
Veikimo dažnis	2,4–2,48 GHz
Moduliacija	GFSK
Spinduliavimo galia	< 2,8mW
„Bluetooth®“	
Diapazonas	~1 m
„Bluetooth“	4.2
Palaikomi profiliai	BLE (GATT)

Spinduliuotės ir atsparumo standartų atitiktis

Spinduliuotės standartai	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 55011:2009+A1
	CISPR11:2009/AMD1:2010
	CISPR22:1997
	CISPR32:2012
	ISO 7637-2:2011
	CISPR25:2016
	EN 55025:2017

Atsparumo standartai	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 61000-4-2:2009
	IEC 61000-4-2:2008
	EN 61000-4-3:2006+A1+A2
	IEC 61000-4-3:2006+A1+A2
	EN 61000-4-4:2012
	IEC 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014
	IEC 61000-4-5:2014
	EN 61000-4-6:2014
	IEC 61000-4-6:2013
	EN 61000-4-8:2010
	IEC 61000-4-8:2009
	EN 61000-4-11:2004
	IEC 61000-4-11:2004
	IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005
	ISO 7637-2:2011

Apie visus rimtus nelaimingus atsitikimus, susijusius su prietaisu, būtina pranešti gamintojo atstovui ir kompetentingoms valstybės, kurioje gyvenate, valdžios institucijoms. Rimtas nelaimingas atsitikimas – tai bet koks nelaimingas atsitikimas, dėl kurio tiesiogiai arba netiesiogiai įvyksta arba gali įvykti bet kuris iš toliau nurodytų atsitikimų:

- paciento, naudotojo ar kito asmens mirtis;
- laikinas arba ilgalaikis rimtas paciento, naudotojo arba kito asmens sveikatos būsenos pablogėjimas;
- rimta grėsmė visuomenės sveikatai.

Norėdami pranešti apie netikėtą veikimą arba atsitikimą, kreipkitės į gamintoją arba atstovą.

Kruopščiai ir reguliariai prižiūrimas „Phonak RemoteControl“ puikiai ir ilgai veikia. Siekiant užtikrinti ilgą eksploatavimo laikotarpį, „Sonova AG“ teikia priežiūrą mažiausiai penkerius metus po to, kai nutraukiamas atitinkamo gaminio tiekimas.

Jei reikia daugiau informacijos apie priedų savybes, pranašumus, nustatymą, naudojimą ir priežiūrą, kreipkitės į savo klausos protezavimo specialistą arba gamintojo atstovą.

Papildomos informacijos rasite gaminio duomenų lape.

Jei reikia informacijos apie klausos aparato priedų remontą, kreipkitės į savo klausos protezavimo specialistą.

Paskirtis: „Phonak RemoteControl“ nuotolinio valdymo pultas skirtas klausos aparato programoms ir garsumui keisti.

Indikacija: klausos netekimas ir individualiai pritaikytų klausos aparatų, suderinamų su „Phonak RemoteControl“ naudojimas

Kontraindikacijos: nėra

Tikslinė populiacija: tikslinė grupė yra klausos netekę asmenys, naudojantys suderinamus „Phonak“ klausos aparatus. Nėra jokių apribojimų dėl klausos netekimo lygio.

„Phonak RemoteControl“ galima naudoti namų sąlygomis, tačiau dėl jo portatyvumo jis gali būti naudojamas specializuotose sveikatos priežiūros vietose, pvz., gydytojų kabinetuose, odontologijos klinikose ir pan.

7. Informacija apie simbolius ir jų aprašymas



CE simboliu bendrovė „Sonova AG“ patvirtina, kad šis gaminys, įskaitant priedus, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 ir Radijo įrangos direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Skaičiai po CE simbolio atitinka sertifikuotosios institucijos, konsultavusios dėl anksčiau minėtų direktyvų, kodą.



Šis simbolis reiškia, kad šiose naudojimo instrukcijose aprašyti gaminiai atitinka B tipo reikalavimus pagal EN 60601-1. Šio klausos aparato paviršius patvirtintas kaip atitinkantis B tipo reikalavimus.



Nurodo medicinos prietaiso gamintoją, kaip apibrėžta Medicinos prietaisų reglamente (ES) 2017/745.



Nurodo medicinos prietaiso pagaminimo datą.



Nurodo įgaliotąjį atstovą Europos Sąjungoje. Atstovas ES taip pat yra importuotojas į Europos Sąjungą.



Šis simbolis reiškia, kad prietaiso naudotojui svarbu perskaityti ir atsižvelgti į šioje naudojimo instrukcijoje pateiktą informaciją.



Šis simbolis reiškia, kad naudotojui svarbu atkreipti dėmesį į atitinkamus perspėjimus, pateiktus šioje naudojimo instrukcijoje.



Šis simbolis reiškia, kad naudotojui svarbu atkreipti dėmesį į atitinkamus perspėjimus, susijusius su elementais, pateiktus šioje naudojimo instrukcijoje.



Svarbi informacija apie prietaiso valdymą ir saugą.



Šis simbolis nurodo, kad yra svarbu, jog naudotojas perskaitytų ir atsižvelgtų į šioje naudojimo instrukcijoje pateiktą svarbią informaciją.



Šis simbolis patvirtina, kad iš šio prietaiso sklindantys elektromagnetiniai trikdžiai yra mažesni, nei leidžia JAV Federalinė ryšių komisija.



„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipas yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotieji prekių ženklai, kuriuos „Sonova AG“ naudoja pagal licenciją. Kitų prekių ženklai ir pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.



Japonijos sertifikuotos radijo įrangos ženklas.



Nurodo gamintojo serijos numerį, kad būtų galima identifikuoti konkretų medicinos prietaisą.



Nurodo, kad tai yra medicinos prietaisas.



Nurodo gamintojo katalogo numerį, kad būtų galima identifikuoti medicinos prietaisą.



Temperatūra transportuojant ir laikant: nuo -20 iki +60 °C (nuo -4 iki +140 °F).
Naudojimo temperatūra: nuo 0 iki +40 °C (nuo +32 iki +104 °F).



Drėgmė laikant: nuo 0 % iki 70 %, kai nenaudojamas.



Atmosferos slėgis naudojant, transportuojant ir laikant: 500–1 060 hPa



Transportuojant negali sušlapti.



Šis simbolis su perbrauktu šiukšlių konteineriu jus perspėja, kad šio klausos aparato ir įkroviklio negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Senus ar nenaudojamus klausos aparatus ir įkroviklį išmeskite atliekų utilizavimo vietose, skirtose elektroninėms atliekoms, arba savo klausos aparatą ir įkroviklį atiduokite utilizuoti klausos protezavimo specialistui. Tinkamai utilizuojant prietaisus, saugoma aplinka ir sveikata

8. Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami prietaisą perskaitykite tolesniuose puslapiuose pateiktą informaciją.

8.1. Perspėjimai apie pavojus

 Jūsų prietaisas veikia 2,4–2,48 GHz dažnių diapazone. Jei skrendate, sužinokite, ar skrydžio operatorius reikalauja išjungti prietaisus.

 Laikykite šį prietaisą jaunesniems nei 3 metų vaikams, proto negalią turintiems žmonėms ar naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

 Šis nuotolinio valdymo pultas susisiečia su jūsų klausos sistema nedidelės galios skaitmeniniu būdu užkoduotu ryšiu. Galimi, tačiau mažai tikėtini, medicinos įrenginių (pvz., širdies stimuliatorių, defibriliatorių ir kt.) trikdžiai. Todėl naudotojai neturi laikyti šio nuotolinio valdymo pulso kišenėje ant krūtinės arba šalia jos.

 „Sonova“ nepatvirtinti prietaiso pakeitimai ar modifikacijos neleistini. Tokie pakeitimai gali sugadinti prietaisą.

 Jei kyla problemų, kurių negalima išspręsti pagal šios naudojimo instrukcijos gedimų šalinimo skyriuje pateiktus nurodymus, kreipkitės į klausos protezavimo specialistą.

 Šis gaminys netinka jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams. Vaikai ir proto negalią turintys žmonės šį prietaisą turi naudoti visą laiką prižiūrimi, kad būtų užtikrintas jų saugumas. Tai yra maži prietaisai ir juose yra smulkių dalių. Nepalikite šį prietaisą naudojančių vaikų ir proto negalią turinčių žmonių neprižiūrimų. Prariję iš karto kreipkitės į gydytoją ar ligoninę, nes prietaisu ar jo dalimis galima užspringti!

 Nenaudokite šios įrangos greta ar ant kitos įrangos, nes ji gali veikti netinkamai. Jei toks naudojimas neišvengiamas, reikia stebėti, ar ši ir kita įranga veikia įprastai.

 Jei prietaiso nenaudojate ilgą laiką, elementą išimkite.

 Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje galimi sproginiai (yra degių anestetikų, šachtose arba gamybinėje aplinkoje, kur galimi sproginiai), aplinkoje, kur daug deguonies arba kur draudžiama naudoti elektroninę įrangą.

 Kitų, nei nurodyta, ar ne šios įrangos gamintojo pateiktų priedų, daviklių ir kabelių naudojimas gali padidinti elektromagnetinę spinduliuotę arba sumažinti šios įrangos atsparumą elektromagnetiniam poveikiui, ir dėl to įranga gali veikti netinkamai.

 Nešiojamoji radijo ryšio įranga (įskaitant tokius išorinius įrenginius, kaip antenos laidai ir išorinės antenos) turi būti naudojama ne arčiau kaip 30 cm (12 col.) atstumu iki bet kurios „Phonak RemoteControl“ dalies, įskaitant gamintojo nurodytus laidus. Kitaip gali suprastėti šios įrangos veikimas.



ĮSPĖJIMAS: prietaiso elementai yra pavojingi ir, prarijus arba patekus į bet kurią kūno vietą, gali sukelti rimtų sužeidimų, neatsižvelgiant į tai, ar elementas yra panaudotas, ar naujas! Laikyti vaikams, asmenims su proto negalia ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jei įtariate, kad elementas buvo prarytas arba pateko į bet kurią kūno vietą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją!

8.2 Prietaiso saugos informacija

① Saugokite prietaisą nuo drėgmės (nesimaudykite, neplaukiokite), šilumos (nelaikykite ant radiatorių, automobilio skydelio) pertekliaus arba tiesioginio sąlyčio su oda, kai prakaituojate (mankštinatės, treniruojatės, sportuojate).

① Nenumeskite prietaiso. Nukritęs ant kieto paviršiaus, prietaisas gali sugesti.

- ❗ Specialieji medicinos ar dantų tyrimai, įskaitant toliau aprašytą spinduliavimą, gali turėti neigiamos įtakos tinkamam prietaiso veikimui. Prieš atlikdami toliau išvardytas procedūras, prietaisą nusiimkite ir laikykite už tyrimo patalpos / srities ribų.

- Medicinos ar dantų tyrimas naudojant rentgeno spindulius (taip pat KT skenavimą).
- Medicinos tyrimai naudojant MRT / NMRT skenavimą, generuojantį magnetinius laukus.

- ❗ Saugokite prietaiso lizdus ir elemento lizdą nuo nešvarumų.

- ❗ Prietaise naudojamos labai patikimos, skaitmeniniu būdu užkoduotos perdavimo technologijos, kurios apsaugo beveik nuo visų įrenginių trikdžių. Tačiau būtina prisiminti, kad, naudojant klausos sistemą šalia kompiuterinės įrangos, didesnių elektroninių įrenginių ar kitų stiprių elektromagnetinių laukų, tikriausiai reikės laikytis bent 60 cm (24 col.) atstumo nuo trikdžius keliančių įrenginių, kad sistema tinkamai veiktų.

- ❗ Laikykite prietaisą bent 10 cm atstumu nuo bet kokių magnetų.

- ❗ Kai prietaisas nenaudojamas, išjunkite jį ir laikykite saugioje vietoje.

- ❗ Nenaudokite prietaiso tose vietose, kur draudžiama naudoti elektroninę įrangą.

8.3 Kita svarbi informacija

- ❗ Galinga elektroninė įranga, didesni elektroniniai prietaisai ir metalo struktūros gali sutrikdyti ir labai sumažinti veikimo diapazoną.

- ❗ Jei klausos aparatai nereaguoja į prietaisą dėl neįprastų lauko trikdžių, atsitraukite nuo trikdžius keliančio lauko.

9. Priežiūra

Prietaiso valymas

Valykite nepūkuota šluoste. Rekomenduojama valyti sausai. Jei būtina, paviršių galima nuvalyti šiek tiek muilinu vandeniu. Šluostė turi būti drėgna, bet ne tiek šlapia, kad iš jos varvėtų vanduo, kuris gal patekti į prietaisą. Nenaudokite tokių agresyvių medžiagų kaip tirpikliai arba dažų skiedikliai, nes jos gali pažeisti paviršių.

10. Techninė priežiūra ir garantija

10.1 Vietinė garantija

Informaciją apie vietinės garantijos sąlygas gali pateikti klausos protezavimo specialistas, iš kurio įsigijote prietaisą.

10.2 Tarptautinė garantija

„Sonova“ siūlo vienerių metų ribotą tarptautinę garantiją, galiojančią nuo prietaiso pirkimo datos. Ši ribotoji garantija taikoma gamybos ir medžiagų defektams. Garantija galioja tik pateikus pirkimo įrodymą.

Tarptautinė garantija neturi įtakos įstatyminei teisei, kuri gali būti taikoma pagal vietinę garantiją arba taikomus šalies įstatymus, apibrėžiančius prekių pardavimą.

10.3 Garantijos apribojimai

Ši garantija neapima pažeidimų, atsiradusių dėl netinkamo naudojimo ar priežiūros, cheminių medžiagų poveikio ar per didelio suspaudimo. Ji negalioja arba panaikinama, jeigu pažeidimas įvyko dėl trečiųjų šalių ar neįgaliotojo techninės priežiūros centro remonto. Ši garantija neapima jokių paslaugų, kurias atlieka klausos protezavimo specialistas savo darbo vietoje.

Serijos numeris: _____

Pirkimo data: _____

Įgaliotasis klausos protezavimo specialistas
(antspaudas / parašas):

Pastabos

Pastabos

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

Pastabos

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, and the paper is otherwise completely blank.

Jūsų klausos protezavimo specialistas:



„Sonova Deutschland GmbH“

Max-Eyth-Strasse 20

70736 Fellbach-Oeffingen

Vokietija



Gamintojas:

„Sonova AG“

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Šveicarija

www.phonak.com

Atstovas Lietuvoje:

UAB Biomedikos centras

Vilniuje: Antakalnio g. 36,

tel. +370 700 55 440

Vilniuje: Santariškių g. 5-112,

tel. +370 657 88 786

Kaune: Vytauto pr. 3,

tel. +370 37 209420

Klaipėdoje: J. Janonio g. 10-3,

tel. +370 699 96 826

Šiauliuose: Gardino g. 3,

tel. +370 655 63 795

Panevėžyje: J. Basanavičiaus g. 2-1,

tel. +370 620 41 655

Alytuje: Jotvingių g. 15,

tel. +370 622 28 211

www.biomedikoscentras.lt