

Phonak CROS L-R

Technický list

Phonak CROS L-R / Phonak CROS L-R Trial



Phonak CROS L poskytuje řešení CROS a BiCROS pro osoby s jednostrannou hluchotou. Je kompatibilní se sluchadly Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR a Sky L-PR využívající inovační technologii platformy Phonak Lumity. CROS L-R / CROS L-R Trial je možné naprogramovat softwarem Phonak Target verze 9.0 nebo pozdější. Další informace naleznete na internetových stránkách www.phonak.com.

Popis

Obecné informace

Podmínky pro přepravu a skladování

Rozsah teplot

- Doporučený: 0 °C až +20 °C
- Maximální: -20 °C až +60 °C

Rozsah vlhkosti

- Doporučený: 0 % až 60 %
- Maximální: 0 % až 70 %

Rozsah atmosférického tlaku: 500 hPa až 1 060 hPa

Stupeň ochrany krytem IP

IP68 označuje, že sluchadlo je odolné vůči vodě a prachu. Může být nepřetržitě ponořeno do 1 metru sladké vody po dobu 60 minut a 8 hodin v prachové komoře podle standardu IEC 60529.

Informace o zvuku

Kvalita zvuku

Vzorkovací frekvence 22,05 kHz

Šířka zvukového pásma

100 Hz – 9,5 kHz

Informace o vysílání

Typ antény

Rezonanční smyčková anténa

Provozní frekvence

2,4 GHz – 2,48 GHz

Modulace

GFSK, GMSK

Vyzářený výkon

< 2,5 mW

Účel použití

Streamování zvuku do přijímacího sluchadla na druhém uchu

Verze Bluetooth

4.2 LE

Rozsah

~ 1 m

Použité standardy

Evropa

Radiofrekvenční záření

ETSI EN 300 328

EMC

EN/IEC 60601-1-2

ETSI EN 301 489-1, -3, -17

Bezpečnost elektrických zařízení

EN/IEC 60601-1

USA

47 CFR část 15.209, 15.249, hlava B, ANSI C63.10

FCC ID: KWC-MRP CROS R

Kanada

RSS-210 vydání 9, RSS-Gen vydání 5, ICES-003

IC: 2262A-MRP CROS R

Japonsko

Giteki ID 005-102449



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on