




Phonak Sky L-UP (L90/L70/L50/L30/Trial)


Standardní a mini hák HE11

Data vazby kupleru 2 cm³ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Výstupní hladina akustického tlaku



Akustický zisk



Frekvenční rozsah

< 100 Hz – > 4 700 Hz

Celkové harmonické zkreslení

500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
5,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Proud v baterii

3,3 mA


Předpokládaná doba provozu*

188 h

Ekvivalentní hladina vstupního hluku

19 dB SPL


Citlivost indukční cívky




Standardní a mini hák HE11 680

Data vazby kupleru 2 cm³ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Výstupní hladina akustického tlaku



Akustický zisk



Frekvenční rozsah

< 100 Hz – > 4 700 Hz

Celkové harmonické zkreslení

500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
3,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Proud v baterii

2,8 mA


Předpokládaná doba provozu*

221 h

Ekvivalentní hladina vstupního hluku

19 dB SPL

Citlivost indukční cívky



Obecné informace k testu

- Používají se specifická nastavení měření. Nastavení RTS s ovládáním hlasitosti.
- Zařízení pracuje v lineárním režimu.
- Nízkoúrovňová expanze je aktivní.
- Všechny získané údaje jsou měřeny s nastavením měření Phonak Target.
- Latence zvukového signálu stanovená podle interního standardu je 6,2 ms.

Upozornění

- ⚠ Toto sluchadlo má výstupní hladinu zvukového tlaku, která může překročit 132 dB SPL. Při nastavování tohoto zařízení je třeba dbát zvláštní opatrnosti, hrozí riziko poškození zbytkového sluchu uživatele.
- ⚠ Změny nebo úpravy sluchadla, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, nejsou povoleny. Takové změny mohou způsobit poškození ucha nebo sluchadla.

*Funkčnost baterie závisí na aktivních funkcích, používání bezdrátového příslušenství, míře ztráty sluchu, stáří baterie, poslechovém prostředí a ušní koncove. Upozorňujeme, že u nedobíjecích zinko-vzduchových baterií se doba provozu může lišit podle modelu baterie.

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko
www.phonak.com

A Sonova brand

