


Phonak Terra+ RIC-R

Technický list


Reproduktor S Data vazby kupleru 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Výstupní hladina zvukového tlaku



Akustický zisk



Frekvenční rozsah	< 100 Hz - > 8 000 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5 %	2,0 %	2,0 %	1,0 %
Předpokládaná doba provozu*	18 h			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dB SPL			


Obecné informace k testu

- Používají se specifická nastavení měření. Nastavení RTS s ovládáním hlasitosti.
- Zařízení pracuje v lineárním režimu.
- Nizkoúrovňová expanze je aktivní.
- Všechny získané údaje jsou měřeny s nastavením měření ve Phonak Targetu.
- Latence zvukového signálu stanovená podle interního standardu je 6,2 ms.


Reproduktor M Data vazby kupleru 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Výstupní hladina zvukového tlaku



Akustický zisk



Frekvenční rozsah	< 100 Hz - > 8 000 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5 %	2,0 %	2,0 %	1,0 %
Předpokládaná doba provozu*	18 h			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dB SPL			

Upozornění

- ⚠ Toto sluchadlo má výstupní hladinu zvukového tlaku, která může překročit 132 dB SPL. Při nastavování tohoto zařízení je třeba dbát zvláštní opatrnosti, hrozí riziko poškození zbytkového sluchu uživatele.
- ⚠ Změny nebo úpravy sluchadla, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, nejsou povoleny. Takové změny mohou způsobit poškození ucha nebo sluchadla.
- ⚠ Vzniklý zvukový tlak (SPL) v uších dětí může být podstatně vyšší než u průměrné dospělé osoby. Pro korekci cílové hodnoty se doporučuje naměřená hodnota RECD pro nastavení OSPL90.
- i Hodnoty uvedené v technickém listu byly naměřeny se standardním reproduktorem. Vezměte prosím na vědomí, že odchylky od těchto hodnot mohou nastat vlivem párování skořepiny zhotovené na zakázku.

*Předpokládaná doba provozu nabíjecí baterie závisí na aktivních funkcích, použití bezdrátového příslušenství, ztrátě sluchu, stáří baterie a poslechového prostředí.



CE
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Phonak Terra+ RIC-R


Technický list




Reproduktor P Data vazby kupleru 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Výstupní hladina akustického tlaku



Akustický zisk




Frekvenční rozsah	< 100 Hz – 6 300 Hz (CeruShield)			
	< 100 Hz – 5 900 Hz (CeruStop)			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0 %	1,5 %	1,0 %	1,0 %
Předpokládaná doba provozu*	18 h			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dB SPL			

*Očekávaná doba provozu dobíjecí baterie závisí na aktivních funkcích, používání bezdrátového příslušenství, míře ztráty sluchu, stáří baterie a poslechového prostředí.


Reproduktor UP Data vazby kupleru 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Výstupní hladina akustického tlaku



Akustický zisk



Frekvenční rozsah	< 100 Hz – 6 100 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5 %	1,5 %	1,0 %	1,0 %
Předpokládaná doba provozu*	18 h			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dB SPL			

⚠ Hodnoty uvedené v technickém listu byly naměřeny se standardizovanou skořepinou zhotovenou na zakázku. Vezměte prosím na vědomí, že odchylky od těchto hodnot mohou nastat vlivem individualizovaného akustického párování. Reproduktory UP vyžadují zvláštní pozornost, neboť individuální odchylka může vést k tomu, že MPO bude vyšší než 132 dB SPL.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko

A Sonova brand

PHONAK
life is on