





Phonak Virto P-Titanium (P90/P70) (M)

0,4 cm³ data vazebního prvku

Výstupní hladina akustického tlaku



Akustické zesílení




Frekvenční rozsah	<100 Hz - 7 000 Hz			
Úplné harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Proud v baterii	1,1 mA			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dBSPL			


2 cm³ data vazebního prvku

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupní hladina akustického tlaku




Akustické zesílení



Frekvenční rozsah	<100 Hz - >7 000 Hz			
Úplné harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Proud v baterii	1,1 mA			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dBSPL			

Citlivost indukční cívky



Obecné informace k testu

- Napájecí napětí 1,3 V / impedance 6,2 Ω
- Je použito specifické nastavení měření. Regulace RTS pomocí ovládání hlasitosti
- Zařízení pracuje v lineárním režimu
- Nízkoúrovňové zvětšení je aktivní
- Není-li stanoveno jinak, jsou veškerá získaná data naměřena s 5mm trubičkou a nastavením měření Phonak Target
- Data vazebního prvku 0,4 cm³ jsou používána jako dodatečné informace, které více odpovídají skutečnému použití, jelikož hluboké zasunutí vede k výrazně nižší zbytkové hlasitosti před ušním bubínkem



VÝSTRAHA: Změny nebo úpravy sluchadla, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, nejsou povoleny. Takové změny mohou poškodit sluch či sluchadlo.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on




Phonak Virto™ P-Titanium

Technické údaje


Phonak Virto P-Titanium (P90/P70) (P)

0,4 cm³ data vazebního prvku

Výstupní hladina akustického tlaku



Akustické zesílení




Frekvenční rozsah	<100 Hz - 6 700 Hz			
Úplné harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Proud v baterii	1,2 mA			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dBSPL			


2 cm³ data vazebního prvku

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupní hladina akustického tlaku




Akustické zesílení



Frekvenční rozsah	<100 Hz - 6 700 Hz			
Úplné harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Proud v baterii	1,2 mA			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dBSPL			

Čitlivost indukční cívky



Obecné informace k testu

- Napájecí napětí 1,3 V / impedance 6,2 Ω
- Je použito specifické nastavení měření. Regulace RTS pomocí ovládání hlasitosti
- Zařízení pracuje v lineárním režimu
- Nízkoúrovňové zvětšení je aktivní
- Není-li stanoveno jinak, jsou veškerá získaná data naměřena s 5mm trubičkou a nastavením měření Phonak Target
- Data vazebního prvku 0,4 cm³ jsou používána jako dodatečné informace, které více odpovídají skutečnému použití, jelikož hluboké zasunutí vede k výrazně nižší zbytkové hlasitosti před ušním bubínkem



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Phonak Virto™ P-Titanium


Technické údaje




Phonak Virto P-Titanium (P90/P70) (SP)

0,4 cm³ data vazebního prvku

Výstupní hladina akustického tlaku



Akustické zesílení




Frekvenční rozsah	<100 Hz - 7 500 Hz			
Úplné harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Proud v baterii	1,1 mA			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dBSPL			


2 cm³ data vazebního prvku

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupní hladina akustického tlaku




Akustické zesílení



Frekvenční rozsah	<100 Hz - 7 000 Hz			
Úplné harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Proud v baterii	1,1 mA			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dBSPL			

Čitlivost indukční cívky



Obecné informace k testu

- Napájecí napětí 1,3 V / impedance 6,2 Ω
- Je použito specifické nastavení měření. Regulace RTS pomocí ovládání hlasitosti
- Zařízení pracuje v lineárním režimu
- Nízkoúrovňové zvětšení je aktivní
- Není-li stanoveno jinak, jsou veškerá získaná data naměřena s 5mm trubičkou a nastavením měření Phonak Target
- Data vazebního prvku 0,4 cm³ jsou používána jako dodatečné informace, které více odpovídají skutečnému použití, jelikož hluboké zasunutí vede k výrazně nižší zbytkové hlasitosti před ušním bubínkem



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on