

Phonak

Charger Combi BTE 2

Technický list

Rozměry (D x Š x V)	102 x 77 x 49 mm +/-5 %
Hmotnost	83 g +/-5 %
Barva	Champagne
Provozní podmínky	5 °C až +40 °C
Podmínky pro přepravu a skladování	-20 °C až +60 °C
Vlhkost vzduchu při přepravě	Až 90 % (bez kondenzace)
Vlhkost vzduchu při skladování	0 % až 70 % (bez kondenzace)
Vlhkost vzduchu při provozu	0 % až 85 % (bez kondenzace)
Atmosférický tlak při používání	800 hPa až 1 060 hPa
Atmosférický tlak při skladování a přepravě	500 hPa až 1 060 hPa
Součást balení	Zdroj napájení Kabel micro-USB (pouze pro nabíjení)
Externí rozhraní	Port micro-USB
Doba nabíjení	(viz uživatelská příručka)
Vstupní napětí nabíječky	5 V DC +/-5 % Proud 300 mA



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on