

Phonak ChargerGo RICSPH 1

Technický list

Rozměry (D x Š x V)	79 x 40 x 55 mm +/- 5%
Hmotnost	68 g +/- 10%
Barva	Champagne
Provozní podmínky	+5 °C až +40 °C
Podmínky pro přepravu a skladování	-20 °C až +60 °C
Vlhkost během přepravy a skladování	0 % až 93 % (nekondenzující)
Vlhkost během provozu	0 % až 90 % (nekondenzující)
Atmosférický tlak během provozu, skladování a přepravy	500 hPa až 1 060 hPa
Příslušenství, které je součástí balení	Napájecí kabel USB-C
Externí rozhraní	Port USB-C
Baterie	Li-iontová (zabudovaná)
Doba nabíjení	Viz návod k použití
Vstup	Typ: stejnosměrné napětí, stabilizované, 5 V +/- 5% Max. proud: 350 mA



Baterie nedovolí přebítí. Během nabíjení se může zahřívat.