

Phonak

Charger Ease

Technické údaje

Rozměry (D x Š x V)	69 x 40 x 58 mm +/-2 %
Hmotnost	52 g +/-10 %
Barva	Champagne
Provozní podmínky	5 °C až +40 °C
Podmínky pro přepravu a skladování	-20 °C až +60 °C
Vlhkost vzduchu při přepravě	Až 70 % (bez kondenzace)
Vlhkost vzduchu při skladování	0 % až 70 % (bez kondenzace)
Vlhkost vzduchu při provozu	0 % až 85 % (bez kondenzace)
Atmosférický tlak při používání	800 hPa až 1 060 hPa
Atmosférický tlak při skladování a přepravě	500 hPa až 1 060 hPa
Součásti balení	Kabel USB-C (jen pro nabíjení)
Externí rozhraní	Port USB-C
Doba nabíjení	3 hodiny
Vstup	Typ: DC, stabilizovaný 5 V +/-5 % Proud: 250 mA



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on