

Phonak Charger Virto 1

Technický list.

Rozměry (D x Š x V)	99 x 59 x 49 mm +/-5 %
Hmotnost	68 g +/-20 %
Barva	Champagne
Provozní podmínky	+5 °C až +40 °C
Podmínky pro přepravu a skladování	-20 °C až +60 °C
Vlhkost během přepravy a skladování	0 % až 93 % (bez kondenzace)
Vlhkost během provozu	0 % až 90 % (bez kondenzace)
Atmosférický tlak při používání	500 hPa až 1 060 hPa
Atmosférický tlak při přepravě a skladování	500 hPa až 1 060 hPa
Příslušenství, které je součástí balení	Zdroj napájení Kabel USB-C (pouze pro nabíjení)
Externí rozhraní	Port USB-C
Vstup	Typ: Stejnoseměrné napětí, stabilizované 5 V +/-10 % Max. proud: 600 mA

