

# Phonak Audéo™ 1


Technický list

## Phonak Audéo I-R (I90/I70/I50/I30/Trial)


### Reproduktor S Dáta väzby kupleru 2 cm<sup>3</sup>

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0:2022

#### Úroveň výstupného akustického tlaku



#### Akustický zisk



Frekvenčný rozsah	<100 Hz - 10 000 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Predpokladaný čas prevádzky*	20 h			
Ekvivalentná úroveň vstupného hluku	19 dB SPL			


#### Upozornenie

- ⚠ Tento načúvací prístroj má výstupnú hladinu zvukového tlaku, ktorá môže prekročiť 132 dB SPL. Pri nastavovaní tohto prístroja treba postupovať obzvlášť opatrne, pretože hrozí riziko zhoršenia zvyškového sluchu používateľa.
- ⚠ Zmeny alebo úpravy načúvacieho prístroja, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, nie sú povolené. Takéto zmeny môžu poškodiť ucho alebo načúvací prístroj.
- ⚠ Vzniknutý zvukový tlak (SPL) v ušiach detí môže byť výrazne vyšší ako u priemerných dospelých. Na korekciu cieľovej hodnoty sa odporúča nameraná hodnota RECD pre nastavenie OSPL90.


### Reproduktor M Dáta väzby kupleru 2 cm<sup>3</sup>

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0:2022

#### Úroveň výstupného akustického tlaku



#### Akustický zisk



Frekvenčný rozsah	<100 Hz - 10 000 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Predpokladaný čas prevádzky*	20 h			
Ekvivalentná úroveň vstupného hluku	19 dB SPL			

\*Očakávaný čas prevádzky nabijateľnej batérie závisí od aktívnych funkcií, používania bezdrôtového príslušenstva, poruchy sluchu, veku batérie a posluchového prostredia.



CE  
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Švajčiarsko

A Sonova brand

PHONAK  
life is on

# Phonak Audéo™ 1


Technický list

## Phonak Audéo I-R (I90/I70/I50/I30/Trial)


### Reproduktor MAV Dáta väzby kupleru 2 cm<sup>3</sup>

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0:2022

#### Úroveň výstupného akustického tlaku



#### Akustický zisk



Frekvenčný rozsah	<100 Hz - 9 000 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Predpokladaný čas prevádzky*	20 h			
Ekvivalentná úroveň vstupného hluku	19 dB SPL			

#### Všeobecné informácie o teste


- Používajú sa špecifické nastavenia merania. Nastavenie RTS s ovládaním hlasitosti.
- Zariadenie pracuje v lineárnom režime.
- Nízkoúrovňová expanzia je aktívna.
- Všetky získané údaje sa merajú s nastaveniami merania vo Phonak Targete.
- Latencia zvukového signálu stanovená v súlade s vnútornou normou je 6,2 ms.

\*Očakávaný čas prevádzky nabijateľnej batérie závisí od aktívnych funkcií, používania bezdrôtového príslušenstva, poruchy sluchu, veku batérie a posluchového prostredia.


### Reproduktor P Dáta väzby kupleru 2 cm<sup>3</sup>

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0:2022

#### Úroveň výstupného akustického tlaku



#### Akustický zisk



Frekvenčný rozsah	<100 Hz - 7 500 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Predpokladaný čas prevádzky*	20 h			
Ekvivalentná úroveň vstupného hluku	19 dB SPL			



CE  
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Švajčiarsko

A Sonova brand

PHONAK  
life is on

# Phonak Audéo™ 1

Phonak Audéo I-R (I90/I70/I50/I30/Trial)

Technický list




## Reproduktor UP

### Dáta väzby kupleru 2 cm<sup>3</sup>


ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)

IEC 60118-0:2022

### Úroveň výstupného akustického tlaku



### Akustický zisk



Frekvenčný rozsah	<100 Hz - >8 000 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Predpokladaný čas prevádzky*	20 h			
Ekvivalentná úroveň vstupného hluku	19 dB SPL			

\*Očakávaný čas prevádzky nabijateľnej batérie závisí od aktívnych funkcií, používania bezdrôtového príslušenstva, poruchy sluchu, veku batérie a posluchového prostredia.



CE  
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Švajčiarsko

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on