




Phonak Audéo L-RT (L90/L70/L50/L30/Trial)


Reproduktor S Data väzby kupleru 2cm³

ANSI/ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupná úroveň akustického tlaku



Akustické zosilnenie




Frekvenčný rozsah	<100 Hz - >8000 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Očakávaný prevádzkový čas*	18 h			
Ekvivalentná hladina hluku na vstupe	19 dB SPL			


Reproduktor M Data väzby kupleru 2cm³

ANSI/ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupná úroveň akustického tlaku




Akustické zosilnenie




Frekvenčný rozsah	<100 Hz - >8000 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Očakávaný prevádzkový čas*	18 h			
Ekvivalentná vstupná úroveň hluku	19 dB SPL			

Citlivosť indukčnej cievky



Citlivosť indukčnej cievky



Všeobecné informácie o teste

- Používajú sa konkrétne nastavenia merania. Nastavenie RTS s regulátorom hlasitosti
- Pomôcka pracuje v lineárnom režime
- Nízkoúrovňová expanzia je aktívna
- Všetky získané údaje sa merajú s nastaveniami merania vo Phonak Targete

Upozornenia

- ⚠ Tento načúvací prístroj má OSLP 132 dB SPL. Nastavovaniu prístroja je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť, pretože existuje riziko poškodenia zvyšného sluchu užívateľa.
- ⚠ Zmeny alebo úpravy načúvacieho prístroja, ktoré výrobca výslovne neschválil, nie sú povolené. Takéto zmeny môžu poškodiť sluch alebo načúvací prístroj.

*Očakávaný prevádzkový čas nabíjateľnej batérie závisí od aktívnych funkcií, použitia bezdrôtového príslušenstva, straty sluchu, veku batérie a posluchového prostredia.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand


PHONAK
life is on

Phonak Audéo L-RT (L90/L70/L50/L30/Trial)


Reproduktor MAV Data väzby kupleru 2cm³

ANSI/ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupná úroveň akustického tlaku



Akustické zosilnenie




Frekvenčný rozsah	<100 Hz - >8000 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
Očakávaný prevádzkový čas*	18 h			
Ekvivalentná hladina hluku na vstupe	19 dB SPL			


Reproduktor P Data väzby kupleru 2cm³

ANSI/ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupná úroveň akustického tlaku




Akustické zosilnenie




Frekvenčný rozsah	<100 Hz - 6300 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1.0%	1.5%	1.0%	1.0%
Očakávaný prevádzkový čas*	18 h			
Ekvivalentná hladina hluku na vstupe	19 dB SPL			

Citlivosť indukčnej cievky



Citlivosť indukčnej cievky



*Očakávaný prevádzkový čas nabijateľnej batérie závisí od aktívnych funkcií, použitia bezdrôtového príslušenstva, straty sluchu, veku batérie a posluchového prostredia.


Phonak Audéo L-RT (L90/L70/L50/L30/Trial)

Reproduktor UP


Data väzby kupleru 2cm³

ANSI/ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupná úroveň akustického tlaku




Akustické zosilnenie



Frekvenčný rozsah	<100 Hz - 6100 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
Očakávaný prevádzkový čas*	18 h			
Ekvivalentná hladina hluku na vstupe	19 dB SPL			

Citlivosť indukčnej cievky



*Očakávaný prevádzkový čas nabitelnej batérie závisí od aktívnych funkcií, použitia bezdrôtového príslušenstva, straty sluchu, veku batérie a posluchového prostredia.