

# Phonak

## Charger Combi BTE 2

### Technický list

Rozmery (D x Š x V)	102 x 77 x 49 mm +/- 5%
Hmotnosť	83 g +/- 5%
Farba	Champagne
Prevádzkové podmienky	+5 °C až +40 °C
Podmienky dopravy a skladovania	-20 °C až +60 °C
Vlhkosť počas prepravy	Do 90 % (bez kondenzácie)
Vlhkosť vzduchu počas skladovania	0 % až 70 % (bez kondenzácie)
Vlhkosť vzduchu počas prevádzky	0 % až 85 % (bez kondenzácie)
Atmosférický tlak počas používania	800 hPa až 1 060 hPa
Atmosférický tlak počas skladovania a prepravy	500 hPa až 1 060 hPa
Súčasť balenia	Zdroj napájania Kábel micro-USB (len na nabíjanie)
Externé rozhranie	Port micro-USB
Doba nabíjania	(pozri návod na použitie)
Vstupné napätie nabíjačky	5 V DC +/- 5 %, prúd 300 mA



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Švajčiarsko  
[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on