

Phonak ChargerGo RIC 1

Technický list ●

Rozmery (D × Š × V)	79 × 40 × 55 mm +/- 5 %
Hmotnosť	68 g +/- 10%
Farba	Champagne
Prevádzkové podmienky	+5 °C až +40 °C
Podmienky dopravy a skladovania	-20 °C až +60 °C
Vlhkosť pri preprave a skladovaní	0 % až 93 % (bez kondenzácie)
Vlhkosť počas prevádzky	0 % až 90 % (bez kondenzácie)
Atmosférický tlak počas používania, skladovania a prepravy	500 hPa až 1 060 hPa
Príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia	Napájací USB-C kábel
Externé rozhrania	Port USB-C
Batéria	Li-iónová (zabudovaná)
Čas nabíjania	Pozri návod na použitie
Vstup	Typ: DC, stabilizovaný 5 V +/- 5 % Max. prúd: 350 mA



Batéria sa nesmie príliš nabiť. Počas nabíjania sa môže zohriať.