

Phonak CROS L-R

Technický list

Phonak CROS L-R / Phonak CROS L-R Trial



Phonak CROS L poskytuje riešenia CROS a BiCROS pre ľudí s jednostrannou hluchotou. Je kompatibilný s načúvacími prístrojmi Audéo L-R, Audéo L-RT, Naida L-PR a Sky L-PR, ktoré využívajú inovatívnu technológiu platformy Phonak Lumity. CROS L-R / CROS L-R Trial je možné naprogramovať pomocou softvéru Phonak Target 9.0 a novších verzií. Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.phonak.com.

Popis

Všeobecné informácie

Podmienky prepravy a skladovania

Teplotný rozsah

- Odporúčaný: 0 až +20 °C
- Maximálny: -20 až +60 °C

Rozsah vlhkosti

- Odporúčaný: 0 % až 60 %
- Maximálny: 0 % až 70 %

Rozsah atmosférického tlaku: 500 až 1 060 hPA

Stupeň ochrany krytom IP

IP68 znamená, že načúvací prístroj je odolný proti vode a prachu. Vydrží trvalé ponorenie v 1 metri vody na 60 minút a 8 hodín v prachovej komore podľa normy IEC60529.

Informácie o zvuku

Kvalita zvuku

Vzorkovacia frekvencia 22,05 kHz

Šírka pásma zvuku

100 Hz – 9,5 kHz

Informácie o vysielaní

Typ antény

Rezonančná slučková anténa

Prevádzková frekvencia

2,4 GHz – 2,48 GHz

Modulácia

GFSK, GMSK

Výžarovaný výkon

< 2,5 mW

Účel použitia

Streamovanie zvuku do prijímajúceho načúvacieho prístroja na druhom uchu

Verzia Bluetooth

4.2 LE

Rozsah

~1 m

Použité normy

Európa

Vysielač

ETSI EN 300 328

Elektromagnetická kompatibilita

EN/IEC 60601-1-2

ETSI EN 301 489-1, -3, -17

Elektrická bezpečnosť

EN/IEC 60601-1

USA

47 CFR časť 15.209, 15.249, podčasť B, ANSI C63.10

FCC ID : KWC-MRP CROS R

Kanada

RSS-210 vydanie 9, RSS-Gen vydanie 5, ICES-003

IC: 2262A-MRP CROS R

Japonsko

Giteki ID 005-102449



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švajčiarsko
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on