

Phonak

Charger Ease

Technické údaje

Rozmery (D × Š × V)	69 × 40 × 58 mm +/-2%
Hmotnosť	52 g +/- 10%
Farba	Champagne
Prevádzkové podmienky	+5 °C až +40 °C
Podmienky dopravy a skladovania	-20 °C až +60 °C
Vlhkosť počas prepravy	Do 70 % (bez kondenzácie)
Vlhkosť vzduchu počas skladovania	0 % až 70 % (bez kondenzácie)
Vlhkosť vzduchu počas prevádzky	0 % až 85 % (bez kondenzácie)
Atmosférický tlak počas používania	800 hPa až 1 060 hPa
Atmosférický tlak počas skladovania a prepravy	500 hPa až 1 060 hPa
Súčasť balenia	Kábel USB-C (len na nabíjanie)
Externé rozhrania	Port USB-C
Doba nabíjania	3 hodiny
Vstup	Typ: DC, stabilizovaný 5 V +/- 5 % Prúd: 250 mA



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on