




## Phonak Naída L-UP (L90/L70/L50/L30/Trial)

### Štandardný hák HE11


#### Dáta väzby kupleru 2 cm<sup>3</sup>

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

#### Úroveň výstupného akustického tlaku




#### Akustický zisk



Frekvenčný rozsah	<100 Hz - >4 700 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	5,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Prúd v batérii	3,3 mA			
Predpokladaný čas prevádzky*	188 h			
Ekvivalentná úroveň vstupného hluku	19 dB SPL			

#### Citlivosť indukčnej cievky




### Štandardný hák HE11 680


#### Dáta väzby kupleru 2 cm<sup>3</sup>

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

#### Úroveň výstupného akustického tlaku




#### Akustický zisk



Frekvenčný rozsah	<100 Hz - >4 700 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	3,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Prúd v batérii	2,8 mA			
Predpokladaný čas prevádzky*	221 h			
Ekvivalentná úroveň vstupného hluku	19 dB SPL			

#### Citlivosť indukčnej cievky



#### Všeobecné informácie o teste

- Používajú sa špecifické nastavenia merania. Nastavenie RTS s ovládaním hlasitosti.
- Zariadenie pracuje v lineárnom režime.
- Rozširovanie na nízkej úrovni je aktívne.
- Všetky získané údaje sú namerané s nastaveniami merania Phonak Target.
- Latencia zvukového signálu stanovená v súlade s vnútornou normou je 6,2 ms.

#### Upozornenie

- ⚠ Tento načúvací prístroj má OSPL, ktorá môže prekročiť 132 dB SPL. Pri nastavení tohto prístroja treba postupovať obzvlášť opatrne, pretože hrozí riziko zhoršenia zvyškového sluchu používateľa.
- ⚠ Zmeny alebo úpravy načúvacieho prístroja, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, nie sú povolené. Takéto zmeny môžu poškodiť ucho alebo načúvací prístroj.

\*Výkon batérie závisí od aktívnych funkcií, použitie bezdrôtového príslušenstva, poruchy sluchu, veku batérie, posluchového prostredia a ušnej koncovky. Nezabudnite, že pri nenabíjateľných zinko-vzduchových batériách sa môže prevádzkový čas líšiť v závislosti od modelu batérie.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Švajčiarsko  
www.phonak.com

A Sonova brand

