




Phonak Sky L-M (L90/L70/L50/L30/Trial)

Štandardný a mini hák HE11 680


Dáta väzby kupleru 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015/IEC 60118-0: 2022

Úroveň výstupného akustického tlaku




Akustický zisk



Frekvencný rozsah	<100 Hz - >7 800 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	5,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %
Prúd v batérii	1,6 mA			
Predpokladaný čas prevádzky*	107 h			
Ekvivalentná úroveň vstupného hluku	19 dB SPL			

Citlivosť indukčnej cievky

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	105 dB SPL



Všeobecné informácie o teste

- Napájacie napätie 1,3 V/impedancia 6,2 Ω.
- Používajú sa špecifické nastavenia merania. Nastavenie RTS s ovládaním hlasitosti.
- Zariadenie pracuje v lineárnom režime.
- Nízkoúrovňová expanzia je aktívna.
- Všetky získané údaje sú namerané s nastaveniami merania Phonak Target.
- Latencia zvukového signálu stanovená v súlade s vnútornou normou je 6,2 ms.

Upozornenia

Zmeny alebo úpravy načúvacieho prístroja, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, nie sú povolené. Takéto zmeny môžu poškodiť ucho alebo načúvací prístroj.


Vzniknutý zvukový tlak (SPL) v ušiach detí môže byť výrazne vyšší ako u priemerných dospelých. Na korekciu cieľovej hodnoty sa odporúča nameraná hodnota RECD pre nastavenie OSPL90.

Tenká hadička HE


Dáta väzby kupleru 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015/IEC 60118-0: 2022

Úroveň výstupného akustického tlaku




Akustický zisk



Frekvencný rozsah	<100 Hz - >8 000 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5 %	1,5 %	2,0 %	1,5 %
Prúd v batérii	1,6 mA			
Predpokladaný čas prevádzky*	107 h			
Ekvivalentná úroveň vstupného hluku	19 dB SPL			

Citlivosť indukčnej cievky

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	95 dB SPL



*Predpokladaná doba prevádzky batérie závisí od aktívnych funkcií, používania bezdrôtového príslušenstva, poruchy sluchu, veku batérie, posluchového prostredia a typu ušnej koncovky. Nezabudnite, že pri nenabíjateľných zinko-vzduchových batériách sa môže prevádzkový čas líšiť v závislosti od veľkosti batérie.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švajčiarsko
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on