




Phonak Virto P-312 NW O (P90/P70/P50/P30)


Reproduktor M Data 2 cm³ kupler

ANSI/ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupná úroveň akustického tlaku




Akustické zosilnenie



| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------|----------|----------|
| Frekvenčný rozsah | <100 Hz - 7000 Hz | | | |
| Celkové harmonické skreslenie | 500 Hz | 800 Hz | 1 600 Hz | 3 200 Hz |
| | 1,0% | 1,5% | 1,0% | 1,0% |
| Prúd v batérii | 1,1 mA | | | |
| Ekvivalentná vstupná úroveň hluku | 19 dB SPL | | | |


Čitlivosť indukčnej slúčky




Reproduktor P Data 2 cm³ kupler

ANSI/ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupná úroveň akustického tlaku




Akustické zosilnenie



| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------|----------|----------|
| Frekvenčný rozsah | <100 Hz - 6700 Hz | | | |
| Celkové harmonické skreslenie | 500 Hz | 800 Hz | 1 600 Hz | 3 200 Hz |
| | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Prúd v batérii | 1,2 mA | | | |
| Ekvivalentná vstupná úroveň hluku | 19 dB SPL | | | |

Čitlivosť indukčnej slúčky



Všeobecné informácie o teste

- Napätie napájania 1,3 V/impedancia 6,2 Ω
- Používajú sa konkrétne nastavenia merania. Nastavenie RTS s regulátorom hlasitosti
- Pomôcka pracuje v lineárnom režime
- Nízkoúrovňová expanzia je aktívna
- Ak nie je uvedené inak, merajú sa všetky získané údaje pomocou 5 mm hadičky a nastavení merania Phonak Targetom.



VAROVANIE: Zmeny alebo úpravy načúvacieho prístroja, ktoré výrobca jasne neschválil, nie sú povolené. Takéto zmeny môžu poškodiť ucho alebo načúvací prístroj.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand






Phonak Virto P-312 NW O (P90/P70/P50/P30)


Reproduktor SP Data 2 cm³ kupler

ANSI/ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupná úroveň akustického tlaku



Akustické zosilnenie



| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------|----------|----------|
| Frekvenčný rozsah | <100 Hz - 7000 Hz | | | |
| Celkové harmonické skreslenie | 500 Hz | 800 Hz | 1 600 Hz | 3 200 Hz |
| | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Prúd v batérii | 1,1 mA | | | |
| Ekvivalentná vstupná úroveň hluku | 19 dB SPL | | | |

Citlivosť indukčnej slučky

