




## Phonak Virto P-312 (P90/P70/P50/P30)


### Reproduktor M Data 2 cm<sup>3</sup> kupler

ANSI/ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0 : 2015

#### Výstupná úroveň akustického tlaku



#### Akustické zosilnenie




Frekvenčný rozsah	<100 Hz - 7000 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Prúd v batérii	1,7 mA			
Ekvivalentná vstupná úroveň hluku	19 dB SPL			


### Reproduktor P Data 2 cm<sup>3</sup> kupler

ANSI/ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0 : 2015

#### Výstupná úroveň akustického tlaku



#### Akustické zosilnenie



Frekvenčný rozsah	<100 Hz - 6700 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Prúd v batérii	1,8 mA			
Ekvivalentná vstupná úroveň hluku	19 dB SPL			

#### Všeobecné informácie o teste

- Napätie napájania 1,3 V/impedancia 6,2 Ω
- Používajú sa konkrétne nastavenia merania. Nastavenie RTS s regulátorom hlasitosti
- Pomôcka pracuje v lineárnom režime
- Nízkoúrovňová expanzia je aktívna
- Ak nie je uvedené inak, merajú sa všetky získané údaje pomocou 5 mm hadičky a nastavení merania Phonak Targetom.



**VAROVANIE:** Zmeny alebo úpravy načúvacieho prístroja, ktoré výrobca jasne neschválil, nie sú povolené. Takéto zmeny môžu poškodiť ucho alebo načúvací prístroj.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland  
www.phonak.com

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on




## Phonak Virto P-312 (P90/P70/P50/P30)


### Reproduktor SP Data 2 cm<sup>3</sup> kupler

ANSI/ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0 : 2015

#### Výstupná úroveň akustického tlaku



#### Akustické zosilnenie




Frekvenčný rozsah	<100 Hz - 7000 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Prúd v batérii	1,7 mA			
Ekvivalentná vstupná úroveň hluku	19 dB SPL			


### Reproduktor UP Data 2 cm<sup>3</sup> kupler

ANSI/ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0 : 2015

#### Výstupná úroveň akustického tlaku



#### Akustické zosilnenie



Frekvenčný rozsah	<100 Hz - 5200 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Prúd v batérii	1,7 mA			
Ekvivalentná vstupná úroveň hluku	19 dB SPL			

